

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**2024-04-17 № 230/24-к қосымша келісім**

Шымкент қ.

№1/230/24-к

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Бас дәрігер Мырзахметова Шолпан Исабековна тұлғасындағы Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Основание поставщика негізінде әрекет ететін, Басшысы Керейбаев Ерсайын Тынымбайұлы тұлғасындағы "АҚ ЖОЛ-2014" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-04-17 № 230/24-к Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және шартты бұзумен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 8.5 тармағына сәйкес, оны одан әрі орындау орынсыз болуына байланысты Тараптар Шартты тараптардың келісуі бойынша бұзуға келісті.

1.2 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді.

1.3 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.4 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
г.Шымкент, район Тұран, А.Байтұрсынов, 68А
БСН 990940000938
БСК ҚСЖВКЗКХ
ЖСК KZ548562203116420052
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 36-71-66
Бас дәрігер Мырзахметова Шолпан
Исабековна

Өнім беруші:

"АҚ ЖОЛ-2014" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гоголя, 108
БСН/ЖСН 131040020290
БСК ҚСЖВКЗКХ
ЖСК KZ188560000006247439
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87084033898
Басшысы Керейбаев Ерсайын Тынымбайұлы



Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11987050-1

Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
68666163-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Арнайы материал	медициналық	Контроль для HE-4 "Назначение: Контрольный материал PreciControl HE4 предназначен для контроля качества иммуногеста HE4 на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl HE4 представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммуногеста HE4. Реагенты — рабочие растворы: ■ РС HE4 1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки ■ РС HE4 2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 50 пмоль/л и около 400 пмоль/л) в сыворотке крови человека, консервант. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 4 недели, при 2-8 °С 14 дней, при 20-25 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	106 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	106 000.00
2024 қаржылық жыл												



68666221-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Арнайы материал	медициналық	Контроль для определения маркеров костного обмена Varia 4*2 мл "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммуногестов на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентрации. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммуногестов. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ■ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 31 день или при 2-8 °С 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	2	35 700.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (2)	0	71 400.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	--------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	--------------

2024 қаржылық жыл

68666214-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Арнайы материал	медициналық	Контроль для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл "Назначение: Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов иммунохимическим методом на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Контрольный материал PreciControl Tumor Marker представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека с концентрацией в 2 клинически значимых диапазонах. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммуногестов. Реагенты - рабочие растворы ■ PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человека) ■ PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человека). Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц или при 2-8 °С 2 недели, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	2	76 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (2)	0	152 000.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	--------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---	---------------

2024 қаржылық жыл



68666121-ЗЦП11	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для Онкомаркера СА 19-9 4*1мл "Назначение: Набор калибраторов СА 19-9 CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста СА 19-9 на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор калибраторов СА 19-9 CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным СА 19-9 человека в 2 диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ СА19-9 Cal1: 2 флакона, каждый для 1.0 мл калибратора 1 ■ СА19-9 Cal2: 2 флакона, каждый для 1.0 мл калибратора 2 СА 19-9 (человека) в 2 диапазонах концентраций (около 20 Е/мл и около 250 Е/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 2 месяца, при 2-8 °С 4 недели, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	24 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	24 000.00
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл

68665980-ЗЦП11	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для АФП 2*1 мл "Назначение: Набор калибраторов AFP CalSet II предназначен для калибровки количественного теста AFP на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. AFP CalSet II представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным AFP человека (из клеточной культуры) в 2 концентрациях. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: AFP Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый AFP Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый . AFP (человеческий, из клеточной культуры) в 2 диапазонах концентраций (около 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и около 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 12 недель, при 2-8 °С 6 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	26 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	26 000.00
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл



68665819-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для АКГ4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов ACTH CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста ACTH на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. ACTH CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу лошадиной сыворотки крови с добавленным АКГТ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ ACTH Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ ACTH Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. АКГТ (синтетический) в двух диапазонах концентраций (около 15 пг/мл и около 120 пг/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	18 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	18 000.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл

68665570-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для Эстрадиола 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного теста Estradiol III на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор калибраторов Estradiol III CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным эстрадиолом в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы ■ E2 III Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ E2 III Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лиофилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	23 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	23 000.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл



68665457-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для анти-ТПО 4*1,5 мл "Назначение: Калибровочный набор Anti-TPO CalSet используется для калировки количественного теста Anti-TPO на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Anti-TPO CalSet — это лиофилированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в двух диапазонах концентрации. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ Калибратор 1 уровня Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 1 ■ Калибратор 2 уровня Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 2. Для приготовления калибратора необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лиофилированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 8 недель, при 2-8 °С до 8 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	23 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	23 000.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл

68665184-ЗЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор CFAS PUC "Назначение Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. PUC (Calibrator for automated systems) предназначен для калировки тестов для количественного определения одного или множества белков клинической химии, в соответствии с паспортами присвоенных значений на системах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: НЕРЕС-буфер: 20 ммоль/л, рН 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка сыворотки крови человека/ овцы Неактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Калибратор готов к применению. Хранить при 2-8 °С.Критерий определения стабильности: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня.Стабильность:до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С.После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2-8 °С, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость.Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	33 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	33 000.00
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	-----------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---	-----------

2024 қаржылық жыл



68665055-ЗЦП11	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор CFAS Protein 5*1мл "Назначение С.f.a.s. Proteins предназначен для калибровки количественных методов при работе с биохимическими анализаторами COBAS 6000 закрытых типов в соответствии с паспортами значений. Продукт готов к применению. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня. Стабильность: до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2-8 °С, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость. Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	23 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	23 000.00
2024 қаржылық жыл												
68665009-ЗЦП11	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор CFAS 12*3мл "Назначение Calibrator for automated systems С.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Извлечение в пределах ± 5 % от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °С: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора*: при 15-25 °С 8 часов при 2-8 °С 2 дня при (-15)-(-25) °С 4 недели (с однократной заморозкой). Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	3	40 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (3)	0	120 000.00
2024 қаржылық жыл												
68664922-ЗЦП11	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Арнайы материал	медициналық	Контроль для ревматоидного фактора "Назначение Набор контрольных материалов RF Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в паспортах значений на системах COBAS 6000 закрытых типов. Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Критерий для данных о стабильности: Степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: В невскрытом виде: до окончания указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С, при условии, что деление контрольного материала осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Храните контрольный материал в плотно закрытых флаконах, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	3	56 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (3)	0	168 000.00
2024 қаржылық жыл												



68664915-3ЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Калибратор	зертханалық	Калибратор для ревматоидного фактора 5*1мл "Назначение Preciset RF предназначен для калибровки количественных методов в при работе с биохимическими анализаторами COBAS 6000 закрытых типов в соответствии с паспортами значений. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: RF в сыворотке крови человека. Нерективные компоненты: HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант. Концентрации компонентов являются специфичными для каждого лота. Продукт готов к применению. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: в невскрытом виде: До окончания указанного срока годности при температуре 2-8 °С. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С, при условии, что деление калибратора осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Не замораживать.Храните калибраторы в плотно закрытых флаконах, когда они не используются. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Бума	1	71 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	71 000.00
2024 қаржылық жыл												
68666440-3ЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Поднос	зертханалық, пластикалы	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup 48*84 Одноразовые наконечники и микрокапы для COBAS 6000 закрытых типов. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку.Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.	Бума	24	95 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (24)	0	2 280 000.00
2024 қаржылық жыл												
68666432-3ЦП1	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны	Ұяшық	өлшегіш	Реакционные ячейки на Cobas 501/502 Пластиковые моющиеся реакционные кюветы для анализатора COBAS 6000 закрытых типов. В упаковке 18 сегментов по 11 кювет в каждом. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.	Бума	1	300 000.00	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде	Шымкент қ., Туран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты (1)	0	300 000.00



**Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках товаров**

№ 230/24-к от 2024-04-17

г.Шымкент

№1/230/24-к

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Главный врач Мырзахметова Шолпан Исабековна, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ-2014", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Керейбаев Ерсайын Тынымбайұлы, действующий на основании Основание поставщика, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках товаров № 230/24-к от 2024-04-17 (далее - Договор), в соответствии с расторжением договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно п.8.5 Договора в связи с нецелесообразностью дальнейшего его исполнения, Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор по соглашению сторон.

1.2 Соглашение вступает в силу со дня подписания.

1.3 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.4 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
г.Шымкент, район Туран, А.Байтұрсынов, 68А
БИН 990940000938
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ548562203116420052
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 36-71-66
Главный врач Мырзахметова Шолпан Исабековна

Поставщик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ-2014"
г.Алматы, Гоголя, 108
БИН/ИИН/ИНН/УНП 131040020290
БИК КСЖВКЗКХ
ИИК KZ18856000006247439
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87084033898
Руководитель Керейбаев Ерсайын Тынымбайұлы



Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11987050-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
68666163-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Материал специальный	медицинский	Контроль для HE-4 "Назначение: Контрольный материал PreciControl HE4 предназначен для контроля качества иммунотеста HE4 на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl HE4 представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека в 2 диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотеста HE4. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC HE4 1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки ■ PC HE4 2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.0 мл контрольной сыворотки. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar-3) в 2 диапазонах концентраций (около 50 пмоль/л и около 400 пмоль/л) в сыворотке крови человека, консервант. Для приготовления контролей необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность растворенной контрольной сыворотки: при -20 °С (± 5 °С) 4 недели, при 2-8 °С 14 дней, при 20-25 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	106 000.00	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	106 000.00
Финансовый год 2024												



68666221-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Материал специальный	медицинский	Контроль для определения маркеров костного обмена Varia 4*2 мл "Назначение: Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. PreciControl Varia представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ■ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 31 день или при 2-8 °С 72 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	2	35 700.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (2)	0	71 400.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024

68666214-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Материал специальный	медицинский	Контроль для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл "Назначение: Набор PreciControl Tumor Marker (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов иммунохимическим методом на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Контрольный материал PreciControl Tumor Marker представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека с концентрацией в 2 клинически значимых диапазонах. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов. Реагенты - рабочие растворы ■ PC TM1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человека) ■ PC TM2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человека). Для приготовления контрольного материала необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. Стабильность компонентов в растворенной контрольной сыворотке: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц или при 2-8 °С 2 недели, на борту анализаторов при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	2	76 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (2)	0	152 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	---------------

Финансовый год 2024



68666121-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для Онкомаркера СА 19-9 4*1мл "Назначение: Набор калибраторов СА 19-9 CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста СА 19-9 на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор калибраторов СА 19-9 CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным СА 19-9 человека в 2 диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ СА19-9 Cal1: 2 флакона, каждый для 1.0 мл калибратора 1 ■ СА19-9 Cal2: 2 флакона, каждый для 1.0 мл калибратора 2 СА 19-9 (человека) в 2 диапазонах концентраций (около 20 Е/мл и около 250 Е/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 2 месяца, при 2-8 °С 4 недели, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	24 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	24 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-----------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	-----------

Финансовый год 2024

68665980-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для АФП 2*1 мл "Назначение: Набор калибраторов AFP CalSet II предназначен для калибровки количественного теста AFP на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. AFP CalSet II представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным AFP человека (из клеточной культуры) в 2 концентрациях. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: AFP Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый AFP Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый . AFP (человеческий, из клеточной культуры) в 2 диапазонах концентраций (около 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и около 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 12 недель, при 2-8 °С 6 недель, на борту анализатора cobas e 411 при 20-25 °С до 5 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	26 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	26 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	-----------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	-----------

Финансовый год 2024



68665819-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для АКТГ4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов АСТН CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста АСТН на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. АСТН CalSet представляет собой лиофилизированную матрицу лошадиной сыворотки крови с добавленным АКТГ в двух диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы: ■ АСТН Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ АСТН Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. АКТГ (синтетический) в двух диапазонах концентраций (около 15 пг/мл и около 120 пг/мл) в матрице лошадиной сыворотки крови. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 1 месяц, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	18 000.00	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	18 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024

68665570-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для Эстрадиола 4*1 мл "Назначение: Набор калибраторов Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного теста Estradiol III на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Набор калибраторов Estradiol III CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным эстрадиолом в 2 диапазонах концентраций. CalSet можно использовать со всеми лотами реагента. Реагенты — рабочие растворы ■ E2 III Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый ■ E2 III Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Для приготовления калибраторов необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 31 день, при 2-8 °С 24 часа, на борту анализаторов при 20-25 °С использовать только один раз. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	23 000.00	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	23 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024



68665457-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для анти-ТПО 4*1,5 мл "Назначение: Калибровочный набор Anti-TPO CalSet используется для калировки количественного теста Anti-TPO на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Anti-TPO CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в двух диапазонах концентраций. Набор калибраторов может быть использован со всеми лотами реагентов. Реагенты — рабочие растворы: ■ Калибратор 1 уровня Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 1 ■ Калибратор 2 уровня Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 2. Для приготовления калибратора необходимо добавить дистиллированную воду. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Лيوфилизированные калибраторы стабильны до окончания указанного срока годности. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °С (± 5 °С) 8 недель, при 2-8 °С до 8 часов. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	23 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	23 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024

68665184-3ЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор CFAS PUC "Назначение Калибратор для автоматизированных систем C.f.a.s. PUC (Calibrator for automated systems) предназначен для калировки тестов для количественного определения одного или множества белков клинической химии, в соответствии с паспортами присвоенных значений на системах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты - рабочие растворы Реактивные компоненты: HEPES-буфер: 20 ммоль/л, pH 7.5, химические добавки и материалы биологического происхождения согласно описанию. Биологические добавки имеют следующее происхождение: Аналит Происхождение Альбумин сыворотка человека α1-Микроглобулин человеческая моча Иммуноглобулин G сыворотка человека Общее содержание белка сыворотки крови человека/ овцы Неактивные компоненты: Стабилизаторы и консерванты. Калибратор готов к применению. Хранить при 2-8 °С.Критерий определения стабильности: Результаты измерений в пределах ± 10 % исходного уровня.Стабильность:до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С.После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2-8 °С, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость.Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	33 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	33 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024



68665055-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор CFAS Protein 5*1мл "Назначение C.f.a.s. Proteins предназначен для калибровки количественных методов при работе с биохимическими анализаторами COBAS 6000 закрытых типов в соответствии с паспортами значений. Продукт готов к применению. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Результаты измерений в пределах $\pm 10\%$ исходного уровня. Стабильность:до вскрытия упаковки: До конца указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: На протяжении 4 недель хранения при температуре 2-8 °С, при условии что растворение калибратора происходит без их загрязнения микробами, т.е. посредством их переливания в другую емкость. Храните калибратор в плотно закупоренной емкости, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	23 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	23 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	--------------

Финансовый год 2024

68665009-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор CFAS 12*3мл "Назначение Calibrator for automated systems C.f.a.s. предназначен для калибровки клинических тестов на анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Извлечение в пределах $\pm 5\%$ от исходного значения. Стабильность лиофилизированного калибратора при 2-8 °С: До конца срока годности. Стабильность компонентов растворенного калибратора*: при 15-25 °С 8 часов при 2-8 °С 2 дня при (-15)-(-25) °С 4 недели (с однократной заморозкой). Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	3	40 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (3)	0	120 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	---------------

Финансовый год 2024

68664922-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Материал специальный	медицинский	Контроль для ревматоидного фактора "Назначение Набор контрольных материалов RF Control Set предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественного метода, как определено в паспортах значений на системах COBAS 6000 закрытых типов.Приготовление рабочего раствора Продукт готов к применению. Хранение и стабильностьХранить при 2-8 °С.Критерий для данных о стабильности: Степень извлечения в пределах $\pm 10\%$ от исходного значения.Стабильность: В невскрытом виде: до окончания указанного срока годности при 2-8 °С. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С, при условии, что деление контрольного материала осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Храните контрольный материал в плотно закрытых флаконах, когда он не используется. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	3	56 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (3)	0	168 000.00
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---	---------------

Финансовый год 2024



68664915-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Калибратор	лабораторный	Калибратор для ревматоидного фактора 5*1мл "Назначение Preciset RF предназначен для калибровки количественных методов в при работе с биохимическими анализаторами COBAS 6000 закрытых типов в соответствии с паспортами значений. Реагенты — рабочие растворы Реактивные компоненты: RF в сыворотке крови человека. Нереактивные компоненты: HEPES буфер, альбумин бычьей сыворотки крови, хлорид натрия, консервант. Концентрации компонентов являются специфичными для каждого лота. Продукт готов к применению. Хранение и стабильность Хранить при 2-8 °С. Критерий определения стабильности: Степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного значения. Стабильность: в невскрытом виде: До окончания указанного срока годности при температуре 2-8 °С. После вскрытия: 24 часа при 15-25 °С или 30 дней при 2-8 °С, при условии, что деление калибратора осуществляется способом, исключающим микробную контаминацию, например путем переливания в другой контейнер. Не замораживать. Храните калибраторы в плотно закрытых флаконах, когда они не используются. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "	Упаковка	1	71 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	71 000.00
Финансовый год 2024												
68666440-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Поднос	лабораторный, пластиковый	Кюветы и наконечники Assay Tip/Сup 48*84 Одноразовые наконечники и микрокапы для COBAS 6000 закрытых типов. В упаковке 8 комплектов по 6 поддонов с наконечниками и микрокапами. На каждом поддоне расположено 84 наконечника и 84 микрокапы. Наконечники выполнены из светонепроницаемого токопроводящего материала, имеют острую коническую форму, диаметр 7 мм, длина 55 мм. микрокапы выполнены из прозрачного диэлектрического материала, диаметр 7 мм, длина 45 мм. Каждый комплект упакован в герметичную пленку. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок годности при 15-25 °С См. срок годности на этикетке набора. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.	Упаковка	24	95 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (24)	0	2 280 000.00
Финансовый год 2024												
68666432-ЗЦП1	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент	Ячейка	измерительная	Реакционные ячейки на Cobas 501/502 Пластиковые моющиеся реакционные кюветы для анализатора COBAS 6000 закрытых типов. В упаковке 18 сегментов по 11 кювет в каждом. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления.	Упаковка	1	300 000.00	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	Согласно заявке Заказчика в течение 15 календарных дней	г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А (1)	0	300 000.00

