

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87147932-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Рабкин кестесі
Лоттың сипаттауы:	офтальмологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Таблицы контрольные и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	№2 альбомда сынған сақиналар (Ландольт сақиналары) түріндегі жалғыз оптотиптер бар, бір оптотип әр беттің ортасында орналасқан. Әрбір таңба үшін бес түрлі көру қашықтығына сәйкес келетін көру өткірлігінің мәндері берілген. Сонымен қатар, альбомға 5 метр қашықтықта тестілеуге арналған белгілердің жиынтық диаграммасы және жақыннан көруді тексеруге арналған мәтіні бар диаграмма (30 см) кіреді. Альбом көру өткірлігін бағалауға арналған. Бір оптотипті қолдану тексерілетін көздің бекітуді сақтауда қиындықтар туындағанда, сондай-ақ жас балаларды тексеру кезінде орынды болуы мүмкін. Альбом 1, 2, 3, 4 және 5 метрлік көру қашықтығында пайдалануға арналған. 1-2 метр қашықтықта көру функциясының бірнеше пайызын ғана сақтайтын нашар көретін адамдарды тексеру үшін қолдануға болады. Оның ықшам өлшемі, көру қашықтығына қатысты әмбебаптығы және жақыннан көру диаграммасын қосу альбомды мобильді емтихандар үшін әсіресе пайдалы етеді. Ерекше өзгешеліктері Жинақ Гельмгольц атындағы Мәскеу көз аурулары ғылыми-зерттеу институтының жетекші мамандарының бастамасымен және тікелей қатысуымен әзірленді. Альбом беттері қалың ақ картонға басып шығарылады. Стандартталған қарау шарттарын қамтамасыз ету үшін альбом сәулелендіру құралына орнатылатын етіп жасалған. Модификация и Комплектациясы: Қашықтықтан көру үшін сынақ қашықтықтары: 1, 2, 3, 4 және 5 м Бір оптотипті бар диаграмма беттерінің саны: 14 Көру өткірлігін тексеру диапазоны (бір оптотиптер): 0,01-1,25 Көру өткірлігін тексеру диапазоны (жақыннан көру диаграммасы): 0,1-1,0 Өлшемдері: 27 x 20
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87147932-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Таблица Рабкина
Описание лота:	офтальмологическая
Дополнительное описание лота:	Таблицы контрольные и знаки Поляка для исследования симуляции пониженного зрения
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Альбом № 2 содержит одиночные оптоотипы в виде колец с разрезом (знаки Ландольта)-в центре каждого листа альбома расположен один оптоотип. Для каждого знака острота зрения приведена для пяти дистанций наблюдения. Дополнительно имеются сводная таблица знаков для контроля с расстояния 5 м и таблица с текстами для контроля зрения вблизи (30 см).Альбом предназначен для проверки остроты зрения. Использование одиночного оптоотипа может быть целесообразно при затрудненной фиксации контролируемого глаза, а также при обследовании детей младшего возраста. Альбом может использоваться при дистанциях наблюдения — 1, 2, 3, 4 и 5 метров. При расстояниях 1-2 метра может использоваться для обследования слабовидящих с остаточным зрением в единицы процентов. Небольшие размеры, универсальность расстояний наблюдения и наличие таблицы для контроля зрения вблизи делают альбом особенно полезным при выездных обследованиях. Особенности Набор разработан по инициативе и при непосредственном участии ведущих специалистов МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Листы альбома выполнены на белом плотном картоне. С целью обеспечения стандартных условий наблюдения альбом устанавливается в осветитель. Контроль проводится с расстояния 5 м. Соответствующая этому расстоянию острота зрения указана в нижней части листа с изображением оптоотипа. Дополнительно по боковым сторонам листа приведены значения остроты зрения, соответствующие расстояниям 1, 2, 3 и 4 м. Сокращение расстояния по сравнению со стандартной пятиметровой дистанцией контроля может быть использовано при обследовании пациентов с остротой зрения менее 0,1. Характер изображения знака позволяет, поворачивая альбом, изменять угловую ориентацию знака. Это позволяет за счёт поворота альбома, предъявлять один и тот же знак несколько раз. В качестве текстов в таблице для контроля зрения вблизи используются цитаты из произведений А. П. Чехова. Модификация и Комплектация дистанция для контроля зрения вдаль 1, 2, 3, 4 и 5 м количество листов альбома с одиночным оптоотипом 14 диапазон контроля остроты зрения по одиночным оптоотипам 0,01...1,25 диапазон контроля остроты зрения по таблице для близи 0,1...1,0 габариты 27x20 см
--	--