

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17766460-1
Сатып алудың атауы:	Жедел жәрдем зертханасы үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43529944-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Жедел жәрдем зертханасы үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Жедел жәрдем зертханасы үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі :	87978476
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas с 311 арналған EcoTergent ерітіндісі
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Cobas с 311 арналған EcoTergent ерітіндісі. Тазартқыш ерітіндісі: Hitergent Cobas с 311 үшін, кассеталар көлемі 44 мл. Мақсаты: Hitergent — бұл қоспа cobas с. анализаторының реакциялық астауда беттік керілуін төмендету үшін реакциялық ваннаға Hitergent қосылады. Ол еттік-белсенді зат ретінде жұмыс істейді және фотометрге ықтимал әсер етуі мүмкін көпіршіктерді төмендетеді. Реагенттер - жұмыс ерітінділері: Детергент.Сақтау шарттары және тасымалдау: бөлме температурасында сақтау. Сақтау мерзімі :ашылған реагент үшін анализатордың реагенттерді сақтау бортында,салқындатылған бөлімінде 1 апта. Механикалық әсерге ұшыратуға болмайды.Мұздату мен жоғары температура әсерінде сақтауға болмайды. Cobas С 311 Plus биохимиялық анализаторында жұмыс істеуге арналған.
Лоттың нөмірі :	87978452
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	In vitro диагностикасына арналған ACL ELITE PRO автоматты коагулометриялық анализатор жиынтығынан керек-жарақтарымен Жуу ерітіндісі - HemosIL Cleaning Solution (1x500 мл)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	(А) тазалағыш ерітіндісі – In vitro диагностикасына арналған ACL ELITE PRO автоматтандырылған коагуляциялық анализатор жинағының қосалқы жабдықтарымен бірге құрамындағы HemosIL Cleaning Solution (1 x 500 мл). Тазалау ерітіндісі. Қолданылу мақсаты: коагулометрлерді күнделікті тазалауға арналған. Құрамы: тұз қышқылы. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын ерітінді. Картон қаптамада жеткізіледі (500 мл*1). Сақтау температурасы: +15-+25 °С. Қолданылуы: ACL TOP 300, ACL TOP 500, ACL TOP 700 және ACL Elite PRO анализаторлар тобының «жабық» жүйесінде жұмыс істеуге арналған.
Лоттың нөмірі :	87978438
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Cobas Integraға арналған CLEANER 1000 мл тазалау ерітіндісі
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Сатып алынатын	Cobas Integra-ға арналған CLEANER тазартқыш ерітіндісі.

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	"Тазартқыш ерітінді ,көлемі 1000 мл. Мақсаты :Тазалағыш ерітінді -реагент жүйесіндегі үлгілерді ж/е сынамаларды тазалау үшін ,сонмен қатар көктамырға енгізуге арналған. Реагенттер - жұмыс ерітінділері :HCl 0.3 моль/л. Сақтау шарттары және тасымалдау: тоңазытқышта сақтау керек. Жарамдылық мерзімі 2-8 °C.жарамдылық мерзімі заттаңбада жиынтық cobas с. Ерітілген калибратордың тұрақты компоненттері: 15-25 °C-8 сағаттан, 2-8 °C 2 күн (-15)-(-25) °C-4 апта (с бір реттік мұздату). Тасымалдау міндетті түрде термоконтейнермен, тоңазыту элементтерімен температура (2-8 °C, кем емес, барлығын мұздату мен жоғары температурада болмайды. Cobas Integra 400 Plus биохимиялық анализаторында жұмыс істеуге арналған."
Лоттың нөмірі :	87978514
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	XP-300 SYSMEX Автоматты гематологиялық анализатор жиынтығынан Cellclean (тазартқыш ерітіндісі) (50 мл)
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	SYSMEX XP-300 автоматты гематологиялық анализаторының жинағына кіретін Cellclean (тазалағыш ерітінді) (50 мл). Қатты сілтілік тазалағыш -ерілген реагенттерді, жасушалық қалдықтар мен протеиндерді құралдың гидравликалық жүйесінен тазалауға арналған.Қолдануға арналған гематологиялық анализатор- компания Sysmex .Сақтау шарттары және тасымалдау: бөлме температурасында сақтау.Механикалық әсерге ұшыратуға болмайды.Мұздату мен жоғары температура әсерінде сақтауға болмайды. SYSMEX XP-300 -гематологиялық анализаторында жұмыс істеу үшін пайдаланылады.
Лоттың нөмірі :	88127807
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ACL ELITE/ACL ELITE PRO автоматты коагулометриялық анализатор жиынтығынан in vitro диагностикасына арналған аксессуарларымен R-HemosIL Reference Wash R Emulsion анықтамалық эмульсиясы (1000 мл)
Саны, көлемі:	17
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Протозанов көшесі, 7
Жеткізу мерзімі:	Шарттық келісім бойынша
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ACL ELITE/ACL ELITE PRO автоматтандырылған коагуляциялық анализатор жинағына кіретін R-HemosIL Reference Wash R эмульсиясы (1000 мл) (in vitro диагностикасында қолдануға арналған, қосалқы керек-жарақтарымен бірге). "Референстік эмульсия ACL ELITE/ACL ELITE PRO автоматты коагулометриялық анализаторларында гемостаз жүйесін зерттеу кезінде және анализатордың жуу жүйесінің тиісті жұмысын қамтамасыз ету үшін қолдануға арналған. Көлемі: 1000 мл. Үйлесімділігі: ACL ELITE/ACL ELITE PRO автоматты коагулометриялық анализаторларында пайдалануға арналған. Қолданылуы: In vitro диагностикаға арналған ACL ELITE/ACL ELITE PRO автоматты коагулометриялық анализаторларында жұмыс істеуге арналған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17766460-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для экстренной лаборатории
Номер лота:	№ 43529944-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение расходных материалов для экстренной лаборатории
Описание лота:	Приобретение расходных материалов для экстренной лаборатории
Номер пункта плана:	№ 87978476
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание пункта плана:	Раствор EcoTergent для Cobas с 311
Количество:	11
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Раствор EcoTergent для Cobas с 311. Очищающий раствор: Hitergent для Cobas с 311, кассеты объем 44 мл. Назначение: Hitergent — это добавка для снижения поверхностного натяжения в реакционной ванне анализатора cobas с. Hitergent добавляется в реакционную ванну. Она действует как поверхностно-активное вещество и сводит к минимуму образование пузырьков, которые потенциально способны влиять на показания фотометра. Реагенты - рабочие растворы: Детергент. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Срок хранения вскрытого реагента в охлаждаемом отделении для реагентов на борту анализатора 1 неделя. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Для работы на анализаторе Cobas С 311.
Номер пункта плана:	№ 87978452
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание пункта плана:	Моющий раствор - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1x500 мл)
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Моющий раствор (А) - HemosIL Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1x500 мл). Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. Состав: соляная кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 С . Применение: используется для работы на "Закрытой" ситеме анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.
Номер пункта плана:	№ 87978438
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание пункта плана:	Чистящий раствор CLEANER 1000 мл для Cobas Integra
Количество:	6
Единица измерения:	Флакон

Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Чистящий раствор CLEANER для Cobas Integra. Очищающий раствор, объем 1000 мл. Назначение Чистящий раствор представляет собой раствор для очистки для образца и проб реагента и системы для внутривенных инфузий. Реагенты - рабочие растворы HCl 0.3 моль/л. Условия хранения и транспортировки: Хранить в холодильнике. Срок годности при 2-8 °C См. срок годности на этикетке набора cobas c. Стабильность компонентов растворенного калибратора: при 15-25 °C 8 часов, при 2-8 °C 2 дня, при (-15)-(-25) °C 4 недели (с однократной заморозкой). Транспортировка обязательно в термоконтейнерах с хладоэлементами при температуре 2-8 °C, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Для работы на биохимическом анализаторе Cobas Integra 400 Plus.
Номер пункта плана:	№ 87978514
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание пункта плана:	Cellclean (очищающий раствор) из комплекта Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XP-300 (50 мл)
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Cellclean (очищающий раствор) из комплекта Автоматический гематологический анализатор SYSMEX XP 300 (50 мл). Сильнощелочной очиститель для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из из гидравлической системы прибора.Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex.Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре.Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. Используется для работы на SYSMEX XP-300 -гематологическом анализаторе.
Номер пункта плана:	№ 88127807
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание пункта плана:	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл)
Количество:	17
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 7
Срок поставки:	Согласно условиям договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Референсная эмульсия R-HemosIL Reference Wash R Emulsion из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл). Референсная эмульсия предназначена для использования в автоматических коагулометрических анализаторах ACL ELITE/ACL ELITE PRO при проведении исследований системы гемостаза и обеспечения надлежащего функционирования системы промывки анализатора. Объем: 1000 мл. Совместимость: Предназначена для использования с автоматическими коагулометрическими анализаторами ACL ELITE/ACL ELITE PRO. Применение: Для работы на автоматических коагулометрических анализаторах ACL ELITE/ACL ELITE PRO, предназначенных для диагностики in vitro.