

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17858198-1
Сатып алудың атауы:	бактериологиялық зертханаға арналған реагенттер
Лоттың нөмірі:	№ 88382743-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қызадық вирусына М сыныптағы иммуноглобулинін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қан сарысуындағы (плазмадағы) rubella антигендеріне IgM антиденелерін иммуноферментті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы «Rubella IgM-ИФА»
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтөбе қаласы, Бейбітшілік даңғылы 43 А
Жеткізу мерзімі:	жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"RubellaIgM-ИФА" қан сарысуындағы (плазмадағы) рубелла антигендеріне IgM антиденелерін иммуноферментті анықтауға арналған Реагенттер жинағы. Пайдалануға дайын бақылау сарысуларының, ТМБ ерітіндісінің, конъюгаттың, стоп-реагенттің, үлгілерді сұйылтуға арналған ерітіндінің болуы. Жинақ қатты фазалы иммуноферменттік талдаудың "IgM-түсіру" принципін қолдану арқылы өндіріледі. Иммунизацияланған планшет IgM-ге моноклоналды антиденелер-96 шұңқырлы полистирол (8 шұңқырлы жолақ). Жиынтық кемінде 46 зерттелетін клиникалық үлгілердің телнұсқаларында талдау жүргізуге, сондай-ақ барлық жолақтарды бір уақытта пайдалану кезінде оның құрамына кіретін барлық бақылау материалдарының телнұсқаларында талдау жүргізуге есептелуі тиіс. Иммундық реакцияны 37с кезінде 60 минуттан аспайды. Дайындалған жуу ерітіндісін 2-8С температурада кемінде 45 тәулік, 18-25С температурада кемінде 15 тәулік сақтау мүмкіндігі. Жиынтық құрамы: 1. 96 шұңқырлы полистирол, стриптелген, пайдалануға дайын Планшет-1 дана; 2. Rubella антигендеріне белгілі IgM антиденелері бар адамның қан сарысуына негізделген бақылау сарысулары (теріс және оң бақылау), пайдалануға дайын (тиісінше 0,5 мл және 0,2 мл) -2 дана. мөлдір түссіз сұйықтық және мөлдір қызыл сұйықтық; 3. Конъюгат, пайдалануға дайын (14 мл)-1 дана. қызыл түсті мөлдір сұйықтық; 4. ИФА-Буфер, пайдалануға дайын (14 мл)-1 дана. көк түсті мөлдір сұйықтық; 5. Тетраметилбензидин (ТМБ) субстратының ерітіндісі, пайдалануға дайын (14 мл) -1 дана. мөлдір түссіз сұйықтық; 6. Жуу ерітіндісінің концентраты (егіз-20 және бензой қышқылы бар тұзды ерітінді), 26х-еселенген (22 мл) -1 дана мөлдір түссіз сұйықтық; 7. Стоп-реагент, пайдалануға дайын (14 мл) -1 дана. мөлдір түссіз сұйықтық; 8. Планшетті жабыстыруға арналған қағаз-2 дана; 9. Қолдану жөніндегі Нұсқаулық және "rubellaigm-ИФА" реагенттер жиынтығының сапасын бақылау паспорты. - Реагенттер жиынтығы дайындаушы кәсіпорынның қаптамасында +2...+8 °С температурада жиынтықтың қаптамасында көрсетілген барлық жарамдылық мерзімі ішінде сақталуы тиіс. Жинақты +25 °с дейінгі температурада 15 тәуліктен артық емес сақтауға (тасымалдауға) жол беріледі. Реагенттердің жарамдылық мерзімі 18 ай. ЖЕТКІЗУ КЕЗІНДЕ "ӨНІМНІҢ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНЫҢ" БОЛУЫ.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17858198-1
Наименование закупки:	реагенты для бактериологической лаборатории
Номер лота:	№ 88382743-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного выявления иммуноглобулина класса М к вирусу краснухи
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для иммуноферментного определения IgM антител к антигенам Rubella в сыворотке (плазме) крови «Rubella IgM-ИФА».
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе г.Актобе, пр.Мира 43 А
Срок поставки:	в течении года по заявке Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор реагентов для иммуноферментного определения IgM антител к антигенам Rubella в сыворотке (плазме) крови «RubellaIgM-ИФА». Наличие готовых к использованию контрольных сывороток, раствора ТМБ, конъюгата, стоп-реагента, раствора для разведения образцов. Набор произведён с использованием принципа «IgM-захват» твердофазного иммуноферментного анализа. Планшет с иммобилизованными моноклональные антитела к IgM - 96-луночный полистироловыйстрипированный (стрип 8-луночный). Набор должен быть рассчитан на проведение анализа в дубликатах не менее 46 исследуемых клинических образцов, а также анализа в дубликатах всех входящих в его состав контрольных материалов при использовании всех стрипов одновременно. Проведение иммунной реакции не более 60 минут при 37С. Возможность хранения приготовленного отмывочного раствора не менее 45 суток при температуре 2-8С, не менее 15 суток при температуре 18-25С. Состав набора: 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию-1 шт; 2. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgM антител к антигенам Rubella, готовы к использованию (0.5 мл и 0.2 мл соответственно)-2 шт. прозрачная бесцветная жидкость и прозрачная жидкость красного цвета; 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл)-1 шт. прозрачная жидкость красного цвета; 4. ИФА-Буфер, готов к использованию (14 мл)-1 шт. прозрачная жидкость синего цвета; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл)-1 шт. прозрачная бесцветная жидкость; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл)-1 шт. прозрачная бесцветная жидкость; 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)- 1 шт. прозрачная бесцветная жидкость; 8. Бумага для заклеивания планшета-2 шт; 9.Инструкция по применению и паспорт контроля качества Набора реагентов «RubellaIgM-ИФА». -Набор реагентов должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...+8 °С в течение всего срока годности, указанного на упаковке Набора. Допускается хранение (транспортировка) Набора при температуре до +25 °С не более 15 суток. Сроки годности реагентов 18 месяцев. НАЛИЧИЕ «СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ» ПРИ ПОСТАВКЕ.