

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17784697-1
Сатып алудың атауы:	Диагностикалық зертханалық реагент
Лоттың нөмірі:	№ 83308388-3ЦП2
Лоттың атауы:	Реагент
Лоттың сипаттауы:	биоцид
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диагностикалық зертханалық реагент FM ADJUTMENT SAPLE 25 * 30ml бір пакетте
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Жандосов көшесі, 51
Жеткізу мерзімі:	2026 жылдың 25 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: FM ADJUSTMENT SAMPLE 25*30ML диагностикалық зертханалық реагенті 1. Тағайындалуы және қолданылу аясы Тағайындалуы: Оптикалық/флуоресценттік жүйелердің жұмыс сапасын калибрлеу, автоматты түрде баптау (Adjustment), қайталануын тексеру (Repeatability) және жалпы бақылау үшін жасанды микробөлшектердің стандартталған суспензиясы. Үйлесімділігі: Сүттегі соматикалық жасушаларды анықтайтын Fossomatic анализаторлар желісі мен CombiFoss аралас жүйелері үшін арнайы әзірленген. 2. Шығарылу түрі, жиынтықтылығы және қаптамасы Шығарылу түрі: Қолдануға дайын сұйық ерітінді (микробөлшектердің тұрақты суспензиясы). Бір құтының көлемі: 30 мл. Коммерциялық қаптаманың жиынтықтылығы: 30 мл-ден 25 құты (бір қаптамадағы партияның жалпы көлемі — 750 мл). Қаптама түрі: Өндіруші зауыттың құтыларды берік бекітуге арналған арнайы ұяшықтары бар түпнұсқалық картон қорабы. Ол қысқа мерзімді манипуляциялар кезінде жарықтан және температура ауытқуларынан қорғауды қамтамасыз етеді. 3. Жарамдылық мерзіміне және сақтау шарттарына қойылатын талаптар Жалпы жарамдылық мерзімі: Өндіруші зауытпен белгіленеді және әрбір құтының таңбаламасында және сыртқы қорабында жеке көрсетіледі. Жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі: Тапсырыс беруші тауарды алған күнге өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 60%-ын (немесе зертхананың ішкі есеп саясатына байланысты кемінде 6 айды) құрауы тиіс. Сақтау шарттары: Қатаң түрде +2°C ... +8°C температурада мамандандырылған тоңазытқыш жабдықта сақталуы керек. Ерітіндіні мұздатуға жол берілмейді (бұл калибрлеуші микробөлшектер құрылымының қайтымсыз бұзылуына әкеледі). 4. Қауіпсіздік және ілеспе құжаттама Қауіпсіздік паспорты (MSDS / SDS): Жеткізуші FOSS өндірушісінен орыс және/немесе қазақ/ағылшын тілдеріндегі ресми Химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын (Material Safety Data Sheet / MSDS) ұсынуға міндетті. Биологиялық қауіпсіздік: Өнім тек In Vitro талдауына арналған. Ерітінді химиялық синтезделген, құрамында қауіпті инфекциялық агенттер немесе жануарлардан/адамнан алынған тірі биологиялық жасушалар жоқ. Ұйтылығы: Реагент химиялық-аналитикалық зертханаларда жұмыс істеудің стандартты ережелерін сақтаған жағдайда қауіптілігі аз заттарға жатады. Жеке қорғану құралдары (ЖҚК) және қалдықтарды кәдеге жарату бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулар ұсынылатын MSDS құжатында жазылады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17784697-1
Наименование закупки:	Диагностический лабораторный реагент
Номер лота:	№ 83308388-3ЦП2
Наименование лота:	Реагент
Описание лота:	биоцид
Дополнительное описание лота:	Диагностический лабораторный реагент FM ADJUTMENT SAPLE 25*30ML в одной упаковке
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Жандосова, 51
Срок поставки:	до 25 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Диагностический лабораторный реагент FM ADJUSTMENT SAMPLE 25*30ML 1. Назначение и область применения Назначение: Стандартизированная суспензия искусственных микрочастиц для калибровки, автоматической настройки (Adjustment), проверки воспроизводимости (Repeatability) и общего контроля качества работы оптических/флуоресцентных систем. Совместимость: Разработан строго для линеек анализаторов соматических клеток Fossomatic и комбинированных систем CombiFoss 2. Форма выпуска, комплектация и упаковка Форма выпуска: Готовый к применению жидкий раствор (стабильная суспензия микрочастиц). Объем одного флакона: 30 мл. Комплектация коммерческой упаковки: 25 флаконов по 30 мл (общий объем партии в одной упаковке — 750 мл). Тип упаковки: Оригинальная картонная коробка завода-изготовителя со специальными ячейками для жесткой фиксации флаконов, обеспечивающая защиту от света и температурных колебаний при кратковременных манипуляциях. 3. Требования к сроку годности и условиям хранения Общий срок годности: Устанавливается заводом-изготовителем и указывается индивидуально на маркировке каждого флакона и внешней коробке. Остаточный срок годности на момент поставки: Должен составлять не менее 60% (или не менее 6 месяцев, в зависимости от внутренней учетной политики лаборатории) от общего срока годности, установленного производителем на дату получения товара Заказчиком. Условия хранения: Строго в специализированном холодильном оборудовании при температуре +2°C ... +8°C. Замораживание раствора не допускается (ведет к необратимому разрушению структуры калибровочных микрочастиц). 4. Безопасность и сопроводительная документация Паспорт безопасности (MSDS / SDS): Поставщик обязан предоставить официальный Паспорт безопасности химической продукции (Material Safety Data Sheet / MSDS) от производителя FOSS на русском и/или казахском/английском языках. Биологическая безопасность: Продукт предназначен исключительно для анализа In Vitro. Раствор является химически синтезированным, не содержит опасных инфекционных агентов или живых биологических клеток животного/человеческого происхождения. Токсичность: Реагент относится к малоопасным веществам при соблюдении стандартных правил работы в химико-аналитических лабораториях. Детальные указания по индивидуальным средствам защиты (СИЗ) и утилизации остатков прописываются в предоставляемом MSDS.