

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17002654-1
Сатып алудың атауы:	медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86315803-3ЦП2
Лоттың атауы :	Сөмке
Лоттың сипаттауы:	термоконтейнер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термоконтейнер медицинский ТМ2 (1,5 литра).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Ескалиева 130
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медицинаға арналған ТМ2 термоконтейнері (1,5 литр) вакцина үшін. Термоконтейнер полистирол қалқаны арқылы жасалған. Медицина термоконтейнерінің ішкі беті күшейтілген полистирол пленкамен қапталған, термоконтейнердің сыртқы беті қолғаппен қапталған. Термоконтейнер мен суық элементтерді жасау үшін қолданылатын материалдар улы емес, медицина тәжірибесінде қолдануға рұқсат етілген және медициналық техника тіркеліміне енгізілген. Комплектацияға 0,2 литрлік 2 суық элемент кіреді (сумен толтырылып, сатып алушының мұздатқышында қатырады). Жүктеу қуысының көлемі – 1,57 литр, суық элементтер есепке алынған жоқ. Суық элементтерді есепке алғанда жүктеу қуысының көлемі – 1,17 л; Ішкі өлшемдер: 180x105x80 мм; Салмағы (қаппен және суық элементтермен): 0,6 кг; Қабырғасының қалыңдығы: 20 мм; Сыртқы өлшемдер: 220x145x120 мм; Қоршаған ауаның температурасы +20-дан +30 °С-қа дейінгі жағдайда температура орнатып алу ұзақтығы – 20-30 минут. Дәрілердің жұмыс температурасын (+2-ден +8 °С-қа дейін) ұстап тұрады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17002654-1
Наименование закупки:	приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 86315803-ЗЦП2
Наименование лота:	Сумка
Описание лота:	термоконтейнер
Дополнительное описание лота:	Термоконтейнер медицинский ТМ2 (1,5 литра) для вакцин. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом с ручками. Материалы, используемые при изготовлении термоконтейнера и хладоэлементов, не токсичны, разрешены для применения в медицинской практике и внесены в реестр медицинской техники. В комплект входит 2 хладоэлемента по 0,2 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя). Объем грузовой полости – 1,57 литра, без учета хладоэлементов. Объем грузовой полости с учетом хладоэлементов – 1,17 л; Внутренние размеры: 180x105x80 мм; Вес (с чехлом и хладоэлементами): 0,6 кг; Толщина стенки: 20 мм; Внешние размеры: 220x145x120 мм; Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха от +20 до +30 °С – 20-30 минут. Поддерживает рабочую температуру препаратов (от +2 до +8 °С) при внешней температуре +20...+30 °С – не менее 12 часов.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск Ескалиева 130
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термоконтeйнер медицинский ТМ2 (1,5 литра) для вакцин. Термоконтeйнер изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность медицинского термоконтeйнера покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность термоконтeйнера защищена чехлом с ручками. Материалы, используемые при изготовлении термоконтeйнера и хладоэлементов, не токсичны, разрешены для применения в медицинской практике и внесены в реестр медицинской техники. В комплект входит 2 хладоэлемента по 0,2 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя).Объем загрузочной полости – 1,57 литра, без учета хладоэлементов.Объем загрузочной полости с учетом хладоэлементов – 1,17 л;Внутренние размеры: 180х105х80 мм;Вес (с чехлом и хладоэлементами): 0,6 кг;Толщина стенки: 20 мм;Внешние размеры: 220х145х120 мм;Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха от +20 до +30 °С – 20-30 минут.Поддерживает температуру рабочую температуру препаратов (от +2 до +8 °С) при внешней температуре +20...+30 °С – не менее 12 часов.
---	---