

**Сатып алынатын қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қарағанды қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17852923-1
Конкурстың атауы:	Корсет жасау (Дәулетбек С.Д.)
Лоттың нөмірі:	№ 87895600-OK2
Лоттың атауы	Протездеу бойынша медициналық қызметтері
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	841212.038.000000
Қызметтің атауы:	Протездеу бойынша медициналық қызметтері
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	350000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	350000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2026 жылғы 5 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

<p>Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы</p>	<p>Мақсаты және қолдану саласы: - Сколиоз, кифоз және басқа да омыртқа қисаюлары кезінде омыртқа деформацияларын түзету. - Отадан кейінгі кезеңде омыртқаны бекіту және тұрақтандыру. - Ортопедиялық аурулардың асқынуының алдын алу. - Буындарды жеңілдету және арқа бұлшықеттерін күшейту. Қолдану шарттары: -Емдеу-алдын алу мекемелері жағдайында. - Маманның бақылауымен үй жағдайында Сақтық шаралары: - Міндетті түрде ортопед-дәрігердің алдын ала кеңесі қажет. - Корсетті жылыту құрылғыларына жақын орналастырмау керек (қашықтық кемінде 1 метр болуы тиіс). Қарсы көрсеткіштер: - Өніммен жанасатын жерлерде жергілікті тері ауруларының болуы. Сақтау мерзімі: шығарылған күннен бастап 5 жыл. Сақтау шарттары: - Қоршаған ортаның температурасы -50 °С-тан +40 °С-қа дейін. - Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы-98% дейін. - Өнім құрғақ, желдетілетін, тікелей күн сәулесі мен ылғалдан қорғалған бөлмелерде сақталуы тиіс. Кепілдік пайдалану мерзімі: Сақтау және пайдалану шарттары сақталған жағдайда сату күнінен бастап 6 ай. Басқа мәліметтер: - Қайта пайдалануға рұқсат етіледі. - Өнімнің бетінде өткір бұрыштар, зақымдалған тігістер немесе шығыңқы бөлшектер болмауы тиіс. - Өнімнің құрылысы сенімді бекітуді және кию кезінде жайлылықты қамтамасыз етеді. Қатты корсеті пациенттің жеке құймасы бойынша қолмен жасалады. Жасау процесі келесі кезеңдер мен материалдарды қамтиды: 1. Арнайы таңғыш гипс пен құрылыс гипсін пайдалана отырып, гипстік қалыптама жасау. 2. Қалыптама алу кезінде теріні қорғау үшін түтікше тәрізді шұлық (стокинет) пайдаланылады. 3. Гипс қатқаннан кейін ол келесі модельдеуге арналған қалып ретінде пайдаланылады. 4. Корсет моделін жасау үшін төмен қысымды термоформаланатын полипропилен қыздырылып, қалып бойынша пішінделеді. 5. Өнімнің ішкі беті жайлылық пен қысымды біркелкі бөлу үшін пластозот пен ЭВА материалдарынан жасалған жұмсақ элементтермен толықтырылады. 6. Корсетті пациенттің денесіне бекіту белдік таспа, жабысқақ таспа (велкро), металл холнитендер және ілгектер арқылы жүзеге асырылады. 7. Барлық құрылымдық элементтерде өткір шеттердің, шығып тұрған бөліктердің және ақаулардың болмауына мұқият тексеру жүргізіледі. 8. Материалдарды біріктіру және бекіту үшін желім мен металл элементтері қолданылады. 9. Жасау процесінде қосымша операциялар мен тазалау үшін маркер, қолғап және еріткіш пайдаланылады. Дайын өнім — қайта қолдануға арналған, жеке тапсырыс бойынша жасалған қатты ортопедиялық корсет. Оның құрылысы пациенттің денесін тығыз әрі жайлы бекітуді қамтамасыз етіп, дене қалпын дәл түзетуге мүмкіндік береді.</p>
--	---

<p>Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)</p>	<p>Готовое изделие представляет собой индивидуально изготовленный жёсткий ортопедический корсет, предназначенный для многоразового использования. Его конструкция обеспечивает плотную, но комфортную фиксацию туловища пациента с возможностью точечной коррекции осанки.</p>
--	--

**Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ города Караганды"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных активов и закупок города Караганды"
№ конкурса:	№ 17852923-1
Наименование конкурса:	Изготовление корсета (Даулетбек С.Д.)
Номер лота:	№ 87895600-ОК2
Наименование лота:	Услуги медицинские по протезированию
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	841212.038.0000000
Наименование услуги:	Услуги медицинские по протезированию
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	350000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	350000
Срок оказания услуги:	до 5 декабря 2026 года
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

<p>Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных</p>	<p>Назначение и область применения: - Коррекция деформаций позвоночника при сколиозе, кифозе и других нарушениях осанки. - Фиксация и стабилизация позвоночника в послеоперационный период. - Профилактика прогрессирования ортопедических заболеваний. - Разгрузка суставов и укрепление мышц спины.</p> <p>Условия применения: - В условиях лечебно-профилактических учреждений. - В домашних условиях под контролем специалиста.</p> <p>Меры предосторожности: - Обязательна предварительная консультация с врачом-ортопедом. - Не располагать корсет вблизи нагревательных приборов (расстояние не менее 1 м).</p> <p>Противопоказания: - Наличие местных кожных заболеваний (в местах контакта с изделием). Срок хранения: 5 лет с даты изготовления. Условия хранения: - Температура окружающей среды от -50 °С до +40 °С. - Относительная влажность воздуха — до 98%. - Изделие хранится в сухих, проветриваемых помещениях, без воздействия прямого солнечного света и влаги. Гарантийный срок эксплуатации: 6 месяцев с даты продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Прочее: - Допускается многоразовое использование. - Поверхность изделия не должна иметь острых углов, повреждённых швов и выступающих деталей. - Конструкция изделия обеспечивает надёжную фиксацию и комфорт при ношении. Жёсткий корсет изготавливается вручную по индивидуальному слепку пациента. Процесс включает следующие этапы и материалы: 1. Формирование гипсового слепка с использованием бинтового гипса и обычного строительного гипса. 2. Защита кожи пациента при снятии слепка с помощью трубчатого чулка (стокинета). 3. После затвердевания гипсового слепка он используется в качестве формы для последующего моделирования. 4. Моделирование корсета производится с применением термоформуемого полипропилена низкого давления, который нагревается и формуется по слепку. 5. Внутренние поверхности изделия дополняются мягкими элементами из пластофота и ЭВА для повышения комфорта и распределения давления. 6. Фиксация корсета на теле пациента обеспечивается с помощью ремённой ленты, контактной ленты (велкро), металлических хольнитенов и петель. 7. Все элементы конструкции тщательно проверяются на отсутствие острых краёв, выступов и дефектов. 8. Для соединения и фиксации материалов применяются клей и металлические элементы. 9. В процессе изготовления используются маркер, перчатки и растворитель для вспомогательных операций и чистки. Готовое изделие представляет собой индивидуально изготовленный жёсткий ортопедический корсет, предназначенный для многоразового использования. Его конструкция обеспечивает плотную, но комфортную фиксацию туловища пациента с возможностью точечной коррекции осанки.</p>
---	---

<p>Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)</p>	<p>Дайын өнім — қайта қолдануға арналған, жеке тапсырыс бойынша жасалған қатты ортопедиялық корсет. Оның құрылысы пациенттің денесін тығыз әрі жайлы бекітуді қамтамасыз етіп, дене қалпын дәл түзетуге мүмкіндік береді.</p>
---	---