

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17799286-1
Тендер атауы:	Зертханалық материалдар
Лоттың №:	№ 88310068-3ЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Жапсыруға арналған пасталар; тіс дәрігерлік балауызы және тіс дәрігерлік тәжірибеде қолданылатын ғаныштан тұратын материалдар, өзгелер; микроорганизмдерді өсіруге арналған дақылдар ортасы; басқа топтамаларға енгізілмеген диагностикалық немесе зертханалық

Генетикалық анализаторларға арналған дайын 1X жұмыс буфері бар катодтық буфер контейнері. Қойылатын техникалық талаптар. Тауар генетикалық анализаторларға арналған пайдалануға дайын катодтық буфер контейнері болуы тиіс. Контейнер құрамында электрофорездік бөлуді жүргізуге арналған концентрациясы 1X дайын жұмыс буферлік ерітіндісі болуы тиіс. СВС үйлесімді генетикалық анализаторлар үшін өндіруші көздеген барлық электрофорездік қолдану түрлерін қолдауы тиіс. Контейнер келесі жабдықтар серияларымен үйлесімді болуы тиіс: Applied Biosystems 3500 Series Genetic Analyzers; Applied Biosystems SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers. Контейнердің конструкциясында екі бөлек функционалдық бөлік қарастырылуы тиіс: сол жақ бөлік – капиллярлық электрофорез жүргізу кезінде пайдаланылатын катодтық буферді беру үшін; оң жақ бөлік – капиллярларды жуу және кезекті инъекциялар арасында пайдаланылған полимерді шығару/жою функцияларын орындау үшін. Бір контейнерде функционалдық жағынан бөлінген екі бөліктің болуы міндетті. Контейнер тікелей пайдалануға дайын болуы және буферлік ерітіндіні алдын ала дайындауды, сұйылтуды немесе басқа ыдысқа құюды талап етпеуі тиіс. Контейнер бір рет қолданылатын болуы тиіс. Контейнердің этикеткасына интеграцияланған радиожилікті сәйкестендіру (RFID) белгісі болуы тиіс. RFID белгісі үйлесімді генетикалық анализатор арқылы шығыс материалды автоматты сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс. Контейнердің жоғарғы бөлігі термиялық дәнекерленген пластикалық пленкамен герметикалық жабылуы тиіс. Қорғаныш пленка аспапқа орнату алдында тікелей алынуға арналған болуы тиіс. Қорғаныш пленка алынғаннан кейін контейнер ешқандай қосымша дайындаусыз үйлесімді генетикалық анализаторға тікелей орнатылуы тиіс. Саны: жеткізу бірлігінде кемінде 4 контейнер. Сақтау шарттары: пайдалануға дейін +2 °C-тан +8 °C-қа дейінгі температурада. Қаптамада жарамдылық мерзімінің аяқталу күні көрсетілуі тиіс. Шығыс материалын өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға жол берілмейді. Тауар буферлік ерітіндінің сақталуын және шығыс материалды сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ететін түпнұсқа зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Әлеуетті өнім берушіде жеткізілетін жабдық өндірушісінен немесе оның Қазақстан Республикасының аумағындағы уәкілетті өкілінен тауарды жеткізуге арналған авторизациялық хаттың немесе сенімхаттың көшірмесі болуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17799286-1
Наименование Тендера:	Зертханалық материалдар
№ лота:	№ 88310068-3ЦПнеГ31
Наименование лота:	Пасты для лепки; воск зубо врачебный и материалы на гипсовой основе, используемые в зубо врачебной практике, прочие; среды культурные для выращивания микроорганизмов; реагенты диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

Контейнер катодного буфера с готовым рабочим буфером 1X для генетических анализаторов. Требуемые технические характеристики. Товар должен представлять собой готовый к применению контейнер катодного буфера для генетических анализаторов. Контейнер должен содержать готовый рабочий буферный раствор концентрации 1x, предназначенный для проведения электрофоретического разделения. СБС должен поддерживать все электрофоретические применения, предусмотренные производителем для совместимых генетических анализаторов. Контейнер должен быть совместим со следующими сериями оборудования: Applied Biosystems 3500 Series Genetic Analyzers; Applied Biosystems SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers. Конструкция контейнера должна предусматривать два отдельных функциональных отсека: левый отсек - для подачи катодного буфера, используемого при проведении капиллярного электрофореза; правый отсек - для выполнения функций промывки капилляров и удаления/сброса отработанного полимера между последовательными инъекциями. Наличие двух функционально разделенных отсеков в одном контейнере является обязательным. Контейнер должен быть готовым к непосредственному использованию и не требовать предварительного приготовления, разведения или переливания буферного раствора. Контейнер должен быть одноразовым. Контейнер должен быть оснащен радиочастотной идентификационной меткой (RFID), интегрированной в его этикетку. RFID-метка должна обеспечивать автоматическую идентификацию расходного материала совместимым генетическим анализатором. Верхняя часть контейнера должна быть герметично закрыта термосвариваемой пластиковой пленкой. Защитная пленка должна быть предназначена для удаления непосредственно перед установкой контейнера на прибор. После удаления защитной пленки контейнер должен устанавливаться непосредственно на совместимый генетический анализатор без дополнительной подготовки. Количество: не менее 4 контейнера в единице поставки. Условия хранения: при температуре от +2 °C до +8 °C до момента использования. На упаковке должна быть указана дата окончания срока годности. Не допускается использование расходного материала после истечения установленного производителем срока годности. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность буферного раствора и возможность идентификации расходного материала.

Потенциальный поставщик должен иметь копию авторизационного письма или доверенности от производителя поставляемого оборудования или его полномочного представителя на поставку товара на территории Республики Казахстан.