

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17396022-1
Сатып алудың атауы:	медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86315803-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сөмке
Лоттың сипаттауы:	термоконтейнер
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термоконтейнер медицинский ТМ2 (1,5 литра).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. Ескалиева 130
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық ТМ2 термоконтейнері (1,5 литр) вакциналар үшін. Термоконтейнер полистиролдан жасалған. Медициналық термоконтейнердің ішкі беті күшейтілген полистирол пленкамен қапталған, ал сыртқы беті сумкамен және тұтқалармен қорғалған. Термоконтейнер мен салқындатқыш элементтерді жасау үшін қолданылатын материалдар улы емес, медициналық тәжірибеде қолдануға рұқсат етілген және медициналық жабдықтар реестріне енгізілген. Жиынтыққа 0,2 литр көлеміндегі 2 салқындатқыш элемент кіреді (суды салып, сатып алушының тоңазытқышына мұралату керек). Жүктеу қуыс көлемі – 1,57 литр, салқындатқыш элементтер есепке алынбай. Салқындатқыш элементтерді есепке алғандағы жүктеу қуыс көлемі – 1,17 л; Ішкі өлшемдері: 180x105x80 мм; Салмағы (сумка мен салқындатқыш элементтермен): 0,6 кг; Қабырғасының қалыңдығы: 20 мм; Сыртқы өлшемдері: 220x145x120 мм; Ауа температурасы +20-ден +30 °С-қа дейін болғанда температураны орнату максималды уақыты – 20-30 минут. Препараттардың жұмыс температурасын (+2 ден +8 °С) қолдайды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17396022-1
Наименование закупки:	приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 86315803-ЗЦП1
Наименование лота:	Сумка
Описание лота:	термоконтейнер
Дополнительное описание лота:	Термоконтейнер медицинский ТМ2 (1,5 литра) для вакцин. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом с ручками. Материалы, используемые при изготовлении термоконтейнера и хладоэлементов, не токсичны, разрешены для применения в медицинской практике и внесены в реестр медицинской техники. В комплект входит 2 хладоэлемента по 0,2 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя). Объем грузовой полости – 1,57 литра, без учета хладоэлементов. Объем грузовой полости с учетом хладоэлементов – 1,17 л; Внутренние размеры: 180x105x80 мм; Вес (с чехлом и хладоэлементами): 0,6 кг; Толщина стенки: 20 мм; Внешние размеры: 220x145x120 мм; Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха от +20 до +30 °С – 20-30 минут. Поддерживает рабочую температуру препаратов (от +2 до +8 °С) при внешней температуре +20...+30 °С – не менее 12 часов.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г. Уральск Ескалиева 130
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней со дня вступления договора в силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термоконтейнер медицинский ТМ2 (1,5 литра) для вакцин. Термоконтейнер изготовлен из пенополистирола. Внутренняя поверхность медицинского термоконтейнера покрыта полистирольной пленкой повышенной прочности, наружная поверхность термоконтейнера защищена чехлом с ручками. Материалы, используемые при изготовлении термоконтейнера и хладоэлементов, не токсичны, разрешены для применения в медицинской практике и внесены в реестр медицинской техники. В комплект входит 2 хладоэлемента по 0,2 литра (наполняются водой и замораживаются в морозильнике покупателя). Объем загрузочной полости – 1,57 литра, без учета хладоэлементов. Объем загрузочной полости с учетом хладоэлементов – 1,17 л; Внутренние размеры: 180x105x80 мм; Вес (с чехлом и хладоэлементами): 0,6 кг; Толщина стенки: 20 мм; Внешние размеры: 220x145x120 мм; Максимальное время установления температуры при температуре окружающего воздуха от +20 до +30 °С – 20-30 минут. Поддерживает температуру рабочую температуру препаратов (от +2 до +8 °С) при внешней температуре +20...+30 °С – не менее 12 часов.
---	---