

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87147961-ЗЦПЗ
Лоттың атауы :	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	офтальмологиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тонометр внутриглазного давления контактный
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТВГД-02 Көзішілік қысым тонометрі ТВГД-02 өлшеуге арналған көздің ішкі қысымы (ВГД) қабақ арқылы анестетиктерді қолданбай ересектер мен балалар. Тонометриялық шкала бағалаудың негізгі шкаласы болып табылады Орыс офтальмологиясындағы ВГД, ал шынайы ВГД шкаласы бағалаудың әлемдік стандарты болып табылады. Өлшеу диапазоны Тонометриялық ВГД: 5-тен 60 мм-ге дейін; Шынайы ВГД: 7-ден 60 мм-ге дейін. ТВГД-02 үйде пайдалануға рұқсат етілген. Байланыссыз ТВГД-02 тонометрі мүмкіндік береді бір минуттан аз уақыт ішінде көзішілік қысымды өлшеу. Ыңғайлылық пен жоғары өлшеу дәлдігін ұсынады. Уақытты үнемдейді және шығын материалдарымен байланысты шығындарды азайтады. 1. ТВГД-02 екі ВГД өлшеу режимін ұсынады: тонометриялық ВГД өлшеу режимі (Маклаков тонометр шкаласы) — ресейлік офтальмологиядағы КҚҚ бағалаудың бастапқы шкаласы; шынайы ВГД өлшеу режимі (Голдман тонометр шкаласы) — ВГД бағалаудың ғаламдық шкаласы. Бұл мүмкіндік ТВГД-02 құрылғысын отандық және халықаралық офтальмологтар үшін тартымды және таныс етеді. 2. ТВГД-02 медициналық өлшеу құралы болып табылады. 3. ТВГД-02 үйде пайдалануға рұқсат етілген. Көз ішілік қысымның контактілі тонометрі аппланация әдісін немесе эквивалентті байланыс әдісін қолдана отырып, көзішілік қысымды өлшеуі керек; ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2 немесе балама халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келу; және жоғары өлшеу дәлдігін, қасаң қабықтың ең аз жарақатын және жарамды медициналық құрылғыны тіркеуді қамтамасыз етіңіз.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов
Номер лота:	№ 87147961-3ЦПЗ
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	офтальмологический
Дополнительное описание лота:	Тонометр внутриглазного давления контактный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 ТВГД-02 предназначен для измерения внутриглазного давления (ВГД) через веко у взрослых и детей без использования анестетиков. (по Гольдману) давления. Тонометрическая шкала - основная шкала оценки ВГД российской офтальмологии. Истинная шкала ВГД - мировая шкала оценки. Диапазон измерений Тонометрическое ВГД - от 5 до 60 мм рт. ст.; Истинное ВГД - от 7 до 60 мм рт. ст. ТВГД-02 разрешен к использованию в домашних условиях. С помощью бесконтактного тонометра ТВГД-02 можно измерить внутриглазное давление меньше, чем за минуту. Комфорт и высокая точность измерения. Экономия времени и средств на расходные материалы. 1. ТВГД-02 имеет два режима измерения ВГД: режим измерения тонометрического ВГД (шкала тонометра Маклакова) - основная шкала оценки ВГД российской офтальмологии; режим измерения истинного ВГД (шкала тонометра Гольдмана) - мировая шкала оценки ВГД. Эта особенность ТВГД-02 делает его интересным и понятным как отечественным, так и зарубежным офтальмологам. 2. ТВГД-02 является средством измерения медицинского назначения. 3. ТВГД-02 разрешен к применению в домашних условиях. Тонометр внутриглазного давления контактный должен обеспечивать измерение внутриглазного давления методом аппланации или эквивалентным контактным методом, соответствовать требованиям ГОСТ ИЕС 60601-1, ГОСТ ИЕС 60601-1-2 или эквивалентным международным стандартам, обеспечивать высокую точность измерений, минимальный травматизм роговицы и наличие регистрации медицинского изделия.
--	---