

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139806-3ЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ID-Antigprf. III Test sera 6x5 ml Иммуногематологиялық зерттеулер кезінде қандағы антигендерді жартылай сандық анықтауға арналған ID-Antigen Profile III тестілік сарысулар жиынтығы (8701 өнімімен бірге қолданылады)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолданылу саласы: Пациенттің эритроциттерінде экспрессияланатын мынадай антигендерді анықтау үшін қан топтарын анықтау кезінде пайдаланылады: M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3), s (MNS4), Fy (a) (FY1) және Fy (b) (FY2). Сапалық сипаттамалары: Тестілік сарысу (ID-карта үшін антигендік профиль III), пайдалануға дайын, сауыттарда 1,4 мл немесе 5,0 мл: анти-M моноклоналды антиденелер [жасушалық желі LM110/140 (LM-1)] және анти-N моноклоналды антиденелер (жасушалық желі 1422 С 7); анти-S, анти-s, анти-Fya және анти-Fyb, адамның қан сарысуынан поликлональды антиденелер. Консерванттар: антибиотиктер триметоприм және сульфаметоксазол). ID-test sera пайдалануға дайын спецификалық ысытпалар. 5 мл-ден флакондар, ID-System гель карталары үшін арнайы бейімделген Шығару нысаны: қаптама 6 x 5.0 ml. Пайдалану сипаттамалары: Антигендерді сапалы анықтау қолмен немесе ID-жүйеге арналған аспаптарды пайдалана отырып орындалуы мүмкін. 2-8 °C температурада сақтаңыз • Жылу көзіне, ауа баптауға немесе желдету тесіктеріне жақын сақтаңыз. • Тік күйде сақтаңыз. Суық тізбекті сақтай отырып жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88139806-3ЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	ID-Antigprf. III Test sera 6x5 ml, набор тестовых сывороток «JD-Antigen Profile 111 M, N, S, s, Fy°, F-/1» для полуколичественного определения антигенов в крови для иммуногематологических исследований (используется вместе с 8701)
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Область применения: Используется при определении групп крови, чтобы определить следующие антигены, экспрессируемые на эритроцитах пациента: M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3), s (MNS4), Fy(a) (FY1) и Fy(b) (FY2). Качественные характеристики: Тестовая сыворотка (для ID- карты антигенный профиль III), готова к использованию, во флаконах 1,4 мл либо 5,0 мл: анти-M моноклональные антитела [клеточная линия LM110/140 (LM-1)] и анти-N моноклональные антитела (клеточная линия 1422 C 7); анти-S, анти-s, анти-Fya и анти-Fyb, поликлональные антитела из сыворотки крови человека. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол. ID-test sera специфические антисыворотки,, готовые к использованию. Флаконы по 5 мл, специально адаптированные для гелевых карт ID-System , Форма выпуска: упаковка 6 x 5.0 ml. Эксплуатационные характеристики: Качественное определение антигенов может выполняться вручную или с использованием приборов, предназначенных для ID-системы. Хранить при температуре 2-8°C • Не хранить вблизи источника тепла, кондиционирования воздуха или вентиляционных отверстий. • Хранить в вертикальном положении. Доставка с соблюдением холодовой цепи.