

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88140484-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ID анализаторларына арналған А жуу ерітіндісі (Wash solution A for ID-Automates), 10x100 ml
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бұл құрал аспаптың сұйықтық тасымалдау (пипеткалау) жүйесінде бактериялық және басқа да ластанулардың пайда болуына жол бермеуге, сондай-ақ үлгілер арасындағы өзара ластану қаупін жоюға арналған. Ол сұйықтық беретін ине мен түтікшелерді жуу және шаю үшін қолданылады. Бұл жинақ «А концентраты» (изотониялық буферлік ерітінді) құйылған құтылардан тұрады және әрқайсысы 100 мл болатын кемінде 10 құтыны қамтиды.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88140484-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	Промывающий раствор А для ID- анализаторов (Wash solution A for ID-Automates). 10x100 ml
Количество:	4
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для предотвращения бактериального и других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10x100 мл.