

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846850-1
Сатып алудың атауы:	Тауарды сатып алу: ақылы қызметтер бойынша медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 88198044-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	оң және теріс бактерияларды табу үшін бояу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Май-Грюнвальд әдісі бойынша эозин-метилен көгі негізіндегі бекіткіш-бояғыш, қан жағындыларын бекітуге және бояуға арналған. Май-Грюнвальд бойынша көк түсті эозин бекіткіші Май-Грюнвальд бойынша көк түсті эозин құрғақ бояуының 0,25% ерітіндісі, 1 шөлмек (1 л). Бояғыш-бекіткіштің 1 литрі 1000 қан жағындысын бекітуге және 450-ден 1000-ға дейін жағындыны бояумен бекітуге есептелген. Әдіс принципі Фиксациялау әдісі ақуыздың коагуляциясын тудырып, препараттың шыныға бекітілуіне әкелетін қанның нысанды элементтерін фиксациялауға негізделген. Бояу әдісі бояғышпен өзара әрекеттесу нәтижесінде қанның нысанды элементтері ерекше түске ие болуына негізделген және бұл олардың санын есептеуге мүмкіндік береді.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы А көшесі 1, ғимарат 5. Б блогы.
Жеткізу мерзімі:	Өтінімді алған сәттен бастап кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болған жағдайда кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Май-Грюнвальд әдісі бойынша эозин-метилен көгі негізіндегі бекіткіш-бояғыш, қан жағындыларын бекітуге және бояуға арналған. Май-Грюнвальд бойынша көк түсті эозин бекіткіші Май-Грюнвальд бойынша көк түсті эозин құрғақ бояуының 0,25% ерітіндісі, 1 шөлмек (1 л). Бояғыш-бекіткіштің 1 литрі 1000 қан жағындысын бекітуге және 450-ден 1000-ға дейін жағындыны бояумен бекітуге есептелген. Әдіс принципі Фиксациялау әдісі ақуыздың коагуляциясын тудырып, препараттың шыныға бекітілуіне әкелетін қанның нысанды элементтерін фиксациялауға негізделген. Бояу әдісі бояғышпен өзара әрекеттесу нәтижесінде қанның нысанды элементтері ерекше түске ие болуына негізделген және бұл олардың санын есептеуге мүмкіндік береді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846850-1
Наименование закупки:	Закуп товара: медицинские изделия по платным услугам
Номер лота:	№ 88198044-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	краситель для выявления грамположительных и грамотрицательных бактерий
Дополнительное описание лота:	Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду. Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду представляет собой 0,25% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле, 1 бутылка (1 л). 1 л красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию 1000 мазков крови и на фиксацию с окраской от 450 до 1000 мазков. Принцип метода Метод фиксации основан на фиксации форменных элементов крови, которая, вызывая коагуляцию белка, приводит к прикреплению препарата к стеклу. Метод окрашивания основан на том, что в результате взаимодействия с красителем форменные элементы крови приобретают специфическую окраску и это позволяет произвести подсчет их количества.
Количество:	3
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы улица А 1, здание 5. Блок Б.
Срок поставки:	С момента получения заявки не менее 15 (пятнадцати) календарных дней . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду. Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду представляет собой 0,25% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле, 1 бутылка (1 л). 1 л красителя-фиксатора рассчитан на фиксацию 1000 мазков крови и на фиксацию с окраской от 450 до 1000 мазков. Принцип метода Метод фиксации основан на фиксации форменных элементов крови, которая, вызывая коагуляцию белка, приводит к прикреплению препарата к стеклу. Метод окрашивания основан на том, что в результате взаимодействия с красителем форменные элементы крови приобретают специфическую окраску и это позволяет произвести подсчет их количества.