

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17846850-1
Сатып алудың атауы:	Тауарды сатып алу: ақылы қызметтер бойынша медициналық бұйымдар
Лоттың нөмірі:	№ 88198274-ОИ2
Лоттың атауы:	Техтілім-тест
Лоттың сипаттауы:	цитратты плазма ұюының тромбаланған уақытын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Протромбин уақытын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Техпластин-тесті (100 анықтау). Техпластин-тест протромбинді ұю уақытын бағалауға арналған. Өлшеу коа-гулометрмен немесе мануальмен жүргізіледі. Протромбинді уақытты анықтау протромбинді кешен факторларын (II - протромбин, V, VII, X) тестілеу және антикоагулянттардың емделуін бақылау үшін пайдаланылады
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы А көшесі 1, ғимарат 5. Б блогы.
Жеткізу мерзімі:	Өтінімді алған сәттен бастап кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болған жағдайда кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Протромбин уақытын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Техпластин-тесті (100 анықтау). Техпластин-тест протромбинді ұю уақытын бағалауға арналған. Өлшеу коа-гулометрмен немесе мануальмен жүргізіледі. Протромбинді уақытты анықтау протромбинді кешен факторларын (II - протромбин, V, VII, X) тестілеу және антикоагулянттардың емделуін бақылау үшін пайдаланылады

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17846850-1
Наименование закупки:	Закуп товара: медицинские изделия по платным услугам
Номер лота:	№ 88198274-ОИ2
Наименование лота:	Техпластин-тест
Описание лота:	для определения протромбинового времени свертывания цитратной плазмы
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для определения протромбинового времени Техпластин-тест (100 опр). Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или вручную. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы улица А 1, здание 5. Блок Б.
Срок поставки:	С момента получения заявки не менее 15 (пятнадцати) календарных дней . В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей не менее 60 (шестидесяти) календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Набор реагентов для определения протромбинового времени Техпластин-тест (100 опр). Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или вручную. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами