

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17789106-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87755985-OK1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000270
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	5
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	77373.15
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	386865.75

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Иммуноглобулин Е - IgE II кассетасы. Мақсаты: in vitro диагностикасына арналған иммунотест. Адамның қан сарысуындағы және плазмасындағы иммуноглобулин Е (IgE) мөлшерін сандық анықтауға арналған. Жалпы IgE анықтау аллергиялық ауруларды диагностикалауда қолданылады. Электрохимилюминесцентті иммунотест жабық типті Cobas Pro иммунохимиялық анализаторларында қолдануға арналған. Реагенттер – жұмыс ерітінділері: Реагент кассетасы IGE II деп белгіленген. М Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6,5 мл: Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0,72 мг/мл; консервант R1 Anti-IgE-Ab~biotin (сұр қақпақ), 1 құты, 10 мл: Биотинилденген моноклоналды анти-IgE антидене (тышқан) 2,5 мг/л; фосфатты буфер 85 ммоль/л, рН 6,5; консервант R2 Anti-IgE-Ag~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 бөтелке, 10 мл: Моноклоналды анти-IgE антидене (тышқан), таңбаланған рутений кешені, 5,5 мг/л; фосфатты буфер 85 ммоль/л, рН 6,5; консервант Реагенттер пайдалануға дайын, кассетада жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды. Сақтау және тұрақтылық: 2-8 °С температурада сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Тұрақтылық: 2-8 °С температурада көрсетілген жарамдылық мерзіміне дейін ашылмаған. 2-8 °С ашқаннан кейін 12 апта, анализатор бортында 8 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Иммуноглобулин Е - IgE II кассетасы. Мақсаты: in vitro диагностикасына арналған имунотест. Адамның қан сарысуындағы және плазмасындағы иммуноглобулин Е (IgE) мөлшерін сандық анықтауға арналған. Жалпы IgE анықтау аллергиялық ауруларды диагностикалауда қолданылады. Электрохимилюминесцентті имунотест жабық типті Cobas Pro иммунохимиялық анализаторларында қолдануға арналған. Реагенттер – жұмыс ерітінділері: Реагент кассетасы IGE II деп белгіленген. М Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6,5 мл: Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0,72 мг/мл; консервант R1 Anti-IgE-Ab~biotin (сұр қақпақ), 1 құты, 10 мл: Биотинилденген моноклоналды анти-IgE антидене (тышқан) 2,5 мг/л; фосфатты буфер 85 ммоль/л, pH 6,5; консервант R2 Anti-IgE-Ag~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 бөтелке, 10 мл: Моноклоналды анти-IgE антидене (тышқан), таңбаланған рутений кешені, 5,5 мг/л; фосфатты буфер 85 ммоль/л, pH 6,5; консервант Реагенттер пайдалануға дайын, кассетада жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды. Сақтау және тұрақтылық: 2-8 °С температурада сақтаңыз. Мұздатпаңыз. Тұрақтылық: 2-8 °С температурада көрсетілген жарамдылық мерзіміне дейін ашылмаған. 2-8 °С ашқаннан кейін 12 апта, анализатор бортында 8 апта. Қалған сақтау мерзімі кемінде 60%. Өнім техникалық сипаттамаларға сәйкес келмесе, өнім хабарламадан кейін 3 күн ішінде ауыстырылады.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
- *мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

**Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17789106-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87755985-OK1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000270
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	5
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	77373.15
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	386865.75

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **::	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов накупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикикупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Кассета Иммуноглобулин Е - IgE II. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке и плазме крови человека. Определение общего IgE используется при диагностике аллергических заболеваний. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Cobas Pro закрытого типа. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как IGE II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-IgE-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-IgE антитело (мышинное) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Анти-IgE-Аг~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-IgE антитело (мышинное), меченное рутениевым комплексом, 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 8 недель. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Кассета Иммуноглобулин Е - IgE II. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке и плазме крови человека. Определение общего IgE используется при диагностике аллергических заболеваний. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Cobas Pro закрытого типа. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как IGE II. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-IgE-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное анти-IgE антитело (мышинное) 2.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. R2 Анти-IgE-Аг~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное анти-IgE антитело (мышинное), меченное рутениевым комплексом, 5.5 мг/л; фосфатный буфер 85 ммоль/л, pH 6.5; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Хранение и стабильность: Хранить при 2-8 °С. Не замораживать. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С до окончания указанного срока годности, после вскрытия при 2-8 °С 12 недель, на борту анализаторов 8 недель. Остаточный срок годности не менее 60%. В случае не соответствия товара технической спецификации замена товара в течении 3-х дней после уведомления. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
- * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).