

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139784-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ID-Antigen profile III 1x12 M, N, S, s, FY1 және FY2 антигендерін жартылай сандық анықтауға арналған
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қолдану аясы: пациенттің эритроциттерінде көрсетілген келесі антигендерді анықтау үшін қан топтарын анықтауда қолданылады: M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3), s(MNS4), Fy (a) (FY1) және Fy (b) (FY2). Сапалық сипаттамалары: id картасы антигендік профиль III, 2 бейтарап гельді микротүтікшелер және 4 полиспецификалық микротүтікшелер адамзатқа қарсы глобулин реагенті (қоянның IgG-ге қарсы және моноклоналды C3d-ге қарсы антиденелер, с139-9 жасуша сызығы) гель матрицасында (арнайы id-test sera антисералары қолданылуы керек). Консервант: < 0,1% NaN₃. Көлемі 70x52 ММ 6 микротүтікшесі бар диагностикалық карталар. шығару нысаны: 1x12 жиынтығы (12 дана). Өнімділік сипаттамалары: антигендерді сапалы анықтау қолмен немесе ID жүйесіне арналған құрылғыларды қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін карта деректері арнайы id-test sera антисера комбинациясында қолданылуы керек. 2-8°C температурада сақтаңыз • жылу көзіне, кондиционерге немесе желдеткіштерге жақын жерде сақтамаңыз. * Тік күйде сақтаңыз. Суық тізбекті сақтай отырып жеткізу.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88139784-3ЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	ID-Antigen profile III 1x12 для полуколичественного определения антигенов M (MNSJ), N (MNS2), S(MNS3), s(MNS4), (FYJ) и (FY2)
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Область применения:Используется при определении групп крови, чтобы определить следующие антигены, экспрессируемые на эритроцитах пациента: M (MNS1), N (MNS2), S (MNS3), s (MNS4), Fy(a) (FY1) и Fy(b) (FY2). Качественные характеристики: ID-карта антигенный профиль III, 2 микропробирки с нейтральным гелем и 4 микропробирки с полиспецифическим античеловеческим глобулиновым реагентом (анти-IgG кролика и моноклональные анти-C3d антитела, клеточная линия C139-9) в гелевом матриксе (должны использоваться специальные антисыворотки ID-test sera). Консервант: < 0,1% NaN3. Диагностические карты с 6 микропробирками размером 70x52 мм. Форма выпуска: набор 1x12 (12штук). Эксплуатационные характеристики: Качественное определение антигенов может выполняться вручную или с использованием приборов, предназначенных для ID-системы Данные карты должны использоваться в сочетании специальных антисывороток ID-test sera. Хранить при температуре 2-8°C • Не хранить вблизи источника тепла, кондиционирования воздуха или вентиляционных отверстий. • Хранить в вертикальном положении. Доставка с соблюдением холодовой цепи.