

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17795245-1
Сатып алудың атауы:	Кардиология F3И үшін реагенттер жиынтығы
Лоттың нөмірі:	№ 88188179-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	автоматтық иммунологиялық хемилюминесценттік талдауыш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	PreciControl ClinChem Multi 1
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	PreciControl ClinChem multi 1 Бақылау материалы мән­дер паспорттарында анықталғандай сандық әдістердің дәлдігі мен дәлдігін бақылау арқылы сапаны бақылау процедураларын жүргізуге арналған. PreciControl clinchem multi 1 Бақылау материалы-адамның қан сарысуына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау материалы. Бақылау материалының құрамдас бөліктерінің берілген концентрациясы мен белсенділігі әдетте қалыпты мән­дер диапазонында немесе қалыпты және патологиялық мән­дер диапазонының шекарасында болады. Диагностикалық реагенттердің жарамдылық мерзімі - көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін. 2 8 °C температурада ашылғаннан кейін жиынтық компоненттерінің жарамдылық мерзімі – 8 апта.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17795245-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для НИИ кардиологии
Номер лота:	№ 88188179-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для автоматического иммунологического хемилюминисцентного анализатора
Дополнительное описание лота:	PreciControl ClinChem Multi 1
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район АЙТЕКЕ БИ, 120/25
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контрольный материал PreciControl ClinChem Multi 1 предназначен для проведения процедур контроля качества путем мониторинга точности и прецизионности количественных методов, как определено в паспортах значений. Контрольный материал PreciControl ClinChem Multi 1 представляет собой лиофилизированный контрольный материал на основе сыворотки крови человека. Заданные концентрации и активности компонентов контрольного материала обычно находятся в пределах диапазона нормальных значений или на границе диапазонов нормальных и патологических значений. Срок годности диагностических реагентов – до истечения указанного срока годности. Срок годности компонентов набора после вскрытия при 2 8 °С – 8 недель.