

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17771547-1
Сатып алудың атауы:	Сынақ жолақтары бар Глюкометр
Лоттың нөмірі:	№ 82105989-3ЦП1
Лоттың атауы:	Глюкометр
Лоттың сипаттауы:	фотометриялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сынақ жолақтары бар Глюкометр
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Абай облысы, Абай Құнанбаев көшесі, 103. Тауарды жеткізуші қоймаға жеткізеді және түсіреді нөлдік қабат № 4 Тапсырыс берушінің қоймасы.
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Глюкометр. Қан плазмасын калибрлеу. Өлшеу диапазоны 0,6-33,3 ммоль/л-дан кем емес. Өлшеу уақыты 5 секундтан аспайды. Өлшеу әдісі фотометриялық. CR 2032 қуат көзі. Жад шамамен 500 Өлшем. Үлгі көлемі 1-2 мкл. Дәлдігі кемінде 95%. Ерекшеліктері: * Тамақтанудан 7, 14, 30 және 90 күн бұрын және одан кейінгі орташа мәндерді есептеу * Автоматты кодтау * Деректерді компьютерге микро-USB арқылы беру * Батареяның қызмет ету мерзімі: шамамен 1000 Өлшем * Автоматты түрде қосу және өшіру: * Сынақ жолағын енгізген кезде автоматты түрде қосу * Құрылғы жұмыс режиміне байланысты 30 секундтан немесе 90 секундтан кейін өшеді * Сынақ жолағының жарамдылық мерзімі туралы ескерту • Өлшеу диапазоны: 0,6-33,3 ммоль / л * Өлшеу әдісі: фотометриялық * Сақтау шарттары: батареясыз -25°C-тан +70°C-қа дейін / батареямен -20°C-тан +50°C-қа дейін * Жүйенің жұмыс температурасы: +8°C-тан +42°C-қа дейін • Салыстырмалы ылғалдылықтың жұмыс диапазоны: 85-тен жоғары% * Жұмыс биіктігі: теңіз деңгейінен 4000 м дейін • Дисплей: 96 сегменті бар сұйық кристалды дисплей (LCD) * Өлшемдері: 97,8 x 46,8 x 19,1 мм Сынақ жолақтары жаңа капиллярлық қандағы глюкозаның мөлшерін анықтауға арналған. Тест әдісі: глюкоза-дегидрогенез. Қан тамшысының көлемі: 1-2 мкл Қан алу принципі: қан тамшысын сынақ жолағына тигізу арқылы Нәтижені қосымша визуалды бақылау: сынақ жолақтары бар түтіктегі түс шкаласы арқылы. Өлшеуге болатын Температура: +8-ден +42 °C-қа дейін Тест принципі: фотометриялық Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн. ГОСТ ISO 15197-2011

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17771547-1
Наименование закупки:	Глюкометр с тест-полосками
Номер лота:	№ 82105989-ЗЦП1
Наименование лота:	Глюкометр
Описание лота:	фотометрический
Дополнительное описание лота:	Глюкометр с тест-полосками
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей область Абай, ул.Абая Кунанбаева, 103. Товар доставляется и разгружается Поставщиком на склад нулевой этаж № 4 склад Заказчика.
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Глюкометр. Калибровка По плазме крови. Диапазон измерения не менее 0,6-33,3 ммоль/л. Время измерения не более 5 секунд. Способ измерения Фотометрический. Элемент питания CR 2032. Память около 500 измерений. Объем образца 1-2 мкл. Точность не менее 95%. Особенности: • Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи • Автоматическое кодирование • Передача данных на ПК через микро-USB • Длительность работы батарейки: примерно 1000 измерений • Автоматическое включение и выключение: • Автоматическое включение при введении тест-полоски • Прибор отключается через 30 секунд или 90 секунд в зависимости от режима работы • Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски • Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л • Метод измерения: фотометрический • Условия хранения: от -25°C до +70°C без батарейки / от -20°C до +50°C с батареейкой • Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C • Рабочий диапазон относительной влажности: более 85% • Рабочая высота: до 4000 м над уровнем моря • Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с 96 сегментами • Размеры: 97,8 x 46,8 x 19,1 мм Тест-полоски предназначены для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной крови. Методика теста: Глюкозо-дегидрогенизная. Объем капли крови: 1-2 мкл Принцип забора крови: путем прикосновения капли крови к тест-полоске Дополнительный визуальный контроль результата: с помощью цветовой шкалы на тубусе с тест-полосками. Температура, при которой можно проводить измерение: от +8 до +42 °C Принцип теста: фотометрический Срок поставки: 16 календарных дней со дня подписания договора. ГОСТ ISO 15197-2011