

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791797-1
Сатып алудың атауы:	Плазмалық стерилизаторға арналған шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88251640-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	бумен тазалауды тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Химиялық жолақ индикаторы (250 дана/уп)
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы г.Алматы, Алмалинский район Сейфуллина,492;
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде)
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Химиялық индикатор жолақтары аппараттарда қолдану. Химиялық индикатор жолақтары қаптамаға орналастырылады зарарсыздандыруға арналған өнімдермен бірге. Процесінде жұппен жанасу нәтижесінде зарарсыздандыру сутегі асқын тотығының индикаторлық жолақтары түс қызылдан сарыға өзгереді. Мерзімі сақтау: өндіріс күнінен бастап 2 жылға дейін шарттар сақтау: бөлме температурасы (15-30°C) в құрғақ бөлме жағдайында. Салыстырмалы ылғалдылығы 20 ~ 80%. Алыс жерде сақтау керек жоғары температураның әсері, жоғары ылғалдылық, зарарсыздандыру және тікелей күн сәулесі. Жолақ өлшемдері: d 10,5 мм * W 18 мм көрсету уақыты қаптамада 30-60 минут 250 дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791797-1
Наименование закупки:	Приобретение расходных материалов для плазменного стерилизатора
Номер лота:	№ 88251640-ЗЦП1
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля паровой стерилизации
Дополнительное описание лота:	Химический индикатор полоски (250шт/уп)
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Алматы қаласы, Сейфуллин атындағы Алмалы ауданы, 492;
Срок поставки:	По заявке Заказчика (в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком)
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Химические индикаторные полоски для использование в аппаратах. Химические индикаторные полоски помещается в упаковку вместе с изделиями для стерилизации. В процессе стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода индикаторные полоски изменяют цвет с красного на желтый. Срок хранения: до 2 лет от даты производства Условия хранения: Комнатная температура (15-30°C) в условиях сухого помещения. Относительная влажность 20~80%. Должны храниться вдали от воздействия высокой температуры, высокой влажности, стерилизующего средства и прямых солнечных лучей. РАЗМЕРЫ полоски: Д 10,5 мм* Ш 18 мм Время проявления 30-60 минут В упаковке 250 шт.