

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17796198-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88288172-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тонометр
Лоттың сипаттауы:	инвазиялық емес, қолмен жасалатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	танометр қолмен жасалатын
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Вокзал маңы 5,20а
Жеткізу мерзімі:	Тауар шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізілуі тиіс
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тонометр (Tonometer). Түрі: медициналық өлшеу құралы. Мақсаты: артериялық қан қысымын және тамыр соғу жиілігін өлшеу. Негізгі сипаттамасы Қолданылуы: қан қысымын бақылау және гипертонияны анықтауға көмектесу. Түрлері: механикалық, жартылай автоматты және автоматты. Өлшем бірлігі: мм сын. бағ. (mmHg). Көрсеткіштері: систолалық қысым, диастолалық қысым және пульс. Құрамы: өлшеу құрылғысы, манжета; механикалық түрінде стетоскоп та қолданылады. Қолдану тәсілі: манжета қолға тағылады, құрылғы іске қосылады немесе ауа қолмен айдалады, нәтижесі көрсеткіштен оқылады. Сақталуы: құрғақ, таза жерде, соққыдан және ылғалдан қорғап сақтау керек.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17796198-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров медицинского назначения
Номер лота:	№ 88288172-ЗЦП1
Наименование лота:	Тонометр
Описание лота:	неинвазивный, ручной
Дополнительное описание лота:	Танометр ручная для измерения давления
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Привокзальная 5,20а
Срок поставки:	Товар должен быть доставлен в течение 20 календарных дней с даты вступления договора в силу
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип: медицинский измерительный прибор. Назначение: измерение артериального давления и частоты пульса. Основные характеристики Применение: мониторинг артериального давления и помощь в диагностике гипертонии. Типы: механический, полуавтоматический и автоматический. Единица измерения: мм рт. ст. (мм рт. ст.). Показатели: систолическое давление, диастолическое давление и пульс. Состав: измерительный прибор, манжета; в механической форме также используется стетоскоп. Способ применения: манжета надевается на руку, прибор включается или вручную накачивается воздух, результат считывается с дисплея.