

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770006-1
Сатып алудың атауы:	"Облыстық клиникалық ауруханасы" ШЖҚ МКК үшін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43540293-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагенттер жиынтығы
Лоттың сипаттауы:	Реагенттер жиынтығы
Лоттың нөмірі :	88125860
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тиреопероксидаза антидене калибраторы (Anti-TPO CS)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Cobas Pro иммунохимиялық анализаторларындағы Elecsys Anti-TPO сандық сынақ калибрлеу жинағы. Anti — TPO CalSet-бұл екі концентрация диапазонында тиреопероксидаза антиденелері (антиТПО) қосылған адамның мұздатылған кептірілген қан сарысуы матрицасы. Реагенттер - жұмыс ерітінділері: 1-деңгейдегі Калибратор Anti-TPO Cal1: 2 құты, әрқайсысы 1.5 мл калибратор дайындауға арналған 1 2-деңгейдегі Калибратор Anti-TPO Cal2: 2 құты, әрқайсысы 1.5 мл калибратор дайындауға арналған 2. Еріген калибраторлардың тұрақтылығы: -20 °C температурада (±5 °C) 8 апта, 2-8 °C температурада 8 сағатқа дейін.
Лоттың нөмірі :	88125927
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПрециКонтроль
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Вариа 4 2 мл сүйек алмасу маркерлерін анықтау үшін бақылау-COBAS 6000 жабық типті иммунохимиялық анализаторлардағы тиісті имунотесттердің сапасын бақылау. Бұл екі концентрация диапазонында адамның қан сарысуына негізделген мұздатылған кептірілген бақылау қан сарысуы. Бақылау материалдары имунотесттердің дәлдігі мен дәлдігін бақылау үшін қолданылады. Реагенттер-жұмыс ерітінділері: ■ PC V1: 2 құты, әрқайсысы 3.0 мл бақылау сарысуы үшін ■ PC V2: 2 құты, әрқайсысы 3.0 мл бақылау сарысуы үшін.
Лоттың нөмірі :	88125651
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	HGH өсу гормон - кассетасы
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Кассета-HGH өсу гормоны, 100 тестке. Мақсаты: in vitro диагностика үшін Иммунотест. Адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы адамның өсу гормонын (HGH; молекулалық салмағы 20-дан 22 кДа-ға дейінгі формалар) сандық анықтауға арналған. Электрохем-люминесцентті иммунотест COBAS 6000 жабық типті иммунохимиялық анализаторларда қолдануға арналған. Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6.5 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг / мл; консервант. R1 анти-hGH антиденесі ~ биотин(сұр қақпақ), 1 құты, 8 мл: Биотинилденген моноклоналды анти-hGH антиденелері (тышқандар) 1.1 мг/л; фосфат буфері 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 анти-hGH антиденесі~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 8 мл: рутений кешенімен таңбаланған Поликлоналды анти-hGH антиденелері (қойлар) 2.4 мг/л; фосфат буфері 100 ммоль/л, РН 7.2; консервант.
Лоттың нөмірі :	88125891
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кальцитонин калибраторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Cobas E иммунохимиялық анализаторларындағы Кальцитониннің сандық тестін калибрлеуге арналған калибраторлар жиынтығы . Калибраторлар жинағын реагенттің барлық лоттарымен бірге пайдалануға болады. ■ hCT Cal1: әрқайсысы 1.0 мл калибратор 1 дайындауға арналған 2 құты.■ hCT Cal2: 2 бөтелке, әрқайсысы 1.0 мл калибратор 2 дайындауға арналған. Кальцитонин (синтетикалық) екі концентрация диапазонында (2.0 пг/мл, 0.585 пмоль/л, 500 пг/мл, 146 пмоль/л) жылқы сарысуы матрицасында. Штрихкод картасы, жабылатын қақпақтары мен жапсырмалары бар 4 бос бөтелке, 2 x 6 бөтелке жапсырмасы.
Лоттың нөмірі :	88125785
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тироглобулин кассетасы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тироглобулин (TG) кассетасы. Мақсаты: in vitro диагностика үшін Иммунотест. Адам сарысуындағы және қан плазмасындағы тироглобулинді сандық анықтауға арналған. Электрохем-люминесцентті иммунотест Cobas 6000 жабық типті иммунохимиялық анализаторларда қолдануға арналған. Реагенттер - жұмыс ерітінділері: реагенттері бар Кассета TG 2 деп белгіленген. М стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6.5 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг/мл; консервант. R1 анти-TG-Ат~биотин (сұр қақпақ), 1 құты, 9 мл: TG Биотинилденген моноклоналды антидене (тышқан) 1 мг/л; Бис-Трис буфері 50 ммоль/л, РН 6.3; консервант. R2 анти-TG-Ат~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 9 мл: рутений кешенімен белгіленген TG (тышқан) моноклоналды антиденелер, 3.1 мг / л; Бис-Трис буфері 50 ммоль / л, РН 6.3; консервант. Олар кассетаның бөлігі ретінде жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды.

Лоттың нөмірі :	88125724
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кальцитонин кассетасы
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	In vitro диагностика үшін Иммунотест. Адам сарысуындағы және қан плазмасындағы адам кальцитонинін (тиреокальцитонин) сандық анықтауға арналған. Кальцитониннің анықтамасы қалқанша безі мен қалқанша маңы бездеріне, соның ішінде қатерлі ісік пен гиперпаратиреозға байланысты ауруларды диагностикалау мен емдеуде басқа клиникалық және зертханалық зерттеулермен бірге көмекші әдіс ретінде қолданылады. Электрохем-люминесцентті иммунотест cobas e иммунохимиялық анализаторларында қолдануға арналған. Реагенттер кассетасы hCT ретінде белгіленген. М стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6.5 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг/мл; консервант. R1 анти-hCT-at~биотин (сұр қақпақ), 1 құты, 8 мл: hct (тышқан) биотинилденген моноклоналды антидене, 1.50 мг/л; фосфат буфері 100 ммоль/л, PH 7.2; консервант. R2 анти-hCT-at~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 8 мл: 1.0 мг/л рутений кешенімен белгіленген hct (тышқан) моноклоналды антидене; 100 ммоль/л фосфат буфері, PH 7.2; консервант. Реагенттер қолдануға дайын, кассета құрамында жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды. Дұрыс жұмыс істеу үшін қажетті ақпарат реагенттің штрих-кодынан автоматты түрде оқылады. Өлшеу диапазоны 0.5-2000 пг/мл. бос үлгіні өлшеу шегі = 0.3 пг / мл. анықтау шегі = 0.5 пг / мл. сандық анықтау шегі = 1 пг / мл.
Лоттың нөмірі :	88125332
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қан сарысуындағы тиреотропты гормонның концентрациясын иммуноферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалқанша безді ынталандыратын гормон (TSH)
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	200 сынаққа арналған қалқанша безді ынталандыратын TTГ гормоны. Мақсаты: адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы қалқанша безді ынталандыратын гормонды (TSH) сандық анықтау үшін IN vitro диагностикалық Иммунотест. Электрохемлюминесцентті иммунотест жабық типтегі Cobas E411 иммунохимиялық анализаторында қолдануға арналған. Реагенттер - жұмыс ерітінділері: негізгі реагенттері бар қаптамада TSH жапсырмасы бар. М стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 12 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер 0.72 мг / мл; консервант. R1 анти-TSH Ab~биотин (сұр қақпақ), 1 құты, 14 мл: Биотинилденген моноклоналды антиденелер (тышқан) 2.0 мг/л; фосфат буфері 100 ммоль/л, PH 7.2; консервант. R2 анти-TSH-AB~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 12 мл: 1.5 мг/л рутений кешенімен белгіленген моноклоналды анти-TSH антиденелері (тышқан/адам); фосфат буфері 100 ммоль/л, PH 7.2; консервант. Реагенттер кассета құрамында жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды.

Лоттың нөмірі :	88125601
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Инсулин кассетасы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Инсулин на100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения человеческого инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используется для диагностики и контроля терапии различных нарушений углеводного обмена, включая сахарный диабет и гипогликемию. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-инсулин-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 10 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к инсулину (мышинное), 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. R2 Анти-инсулинАт~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 10 мл: Моноклональное антитело к инсулину (мышинное), меченное рутениевым комплексом, 1.75 мг/л; MES буфер 50 ммоль/л, рН 6.0; консервант. Поставляются в составе кассеты и не должны разделяться.
Лоттың нөмірі :	88125555
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	қандағы гемоглобинді анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тиреопероксидаза антиденелері (Anti-TPO)
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-Ат~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональное антитело к ТПО (овечьё), меченное рутениевым комплексом, 1.0 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированная ТПО (рекомбинантная) 0.15 мг/л; ТРИС буфер 30 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Необходимая для корректной работы информация считывается автоматически со штрих-кода реагента. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С - до окончания указанного срока годности; после вскрытия при 2-8 °С - 6 недель; на борту анализаторов - 2 недели. Диапазон измерений 5.00-600 МЕ/мл.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770006-1
Наименование закупки:	Закупки для "ГКП на ПХВ Областная клиническая больница"
Номер лота:	№ 43540293-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	Набор реагентов
Номер пункта плана:	№ 88125860
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Калибровочный набор для калибровки количественного теста Elecsys Anti-TPO на иммунохимических анализаторах cobas Pro. Anti-TPO CalSet — это лиофилизированная матрица сыворотки крови человека с добавленными антителами к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в двух диапазонах концентраций. Реагенты — рабочие растворы: ■ Калибратор 1 уровня Anti-TPO Cal1: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 1 ■ Калибратор 2 уровня Anti-TPO Cal2: 2 флакона, каждый для приготовления 1.5 мл калибратора 2. Стабильность растворенных калибраторов: при -20 °C (± 5 °C) 8 недель, при 2-8 °C до 8 часов.
Номер пункта плана:	№ 88125927
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	ПрециКонтроль
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Контроль для определения маркеров костного обмена Вараи 4*2 мл - для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Представляет собой лиофилизированную контрольную сыворотку крови на основе сыворотки крови человека в двух диапазонах концентраций. Контрольные материалы используются для контроля точности и прецизионности иммунотестов. Реагенты — рабочие растворы: ■ PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ■ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки.
Номер пункта плана:	№ 88125651
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Кассета - Гормон роста hGH
Количество:	15
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кассета Гормон роста hGH на 100 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения гормона роста человека (hGH; форм с молекулярной массой от 20 до 22 кДа) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-hGH-антитело~биотин (серый колпачок), 1 флакон, 8 мл: Биотинилированные моноклональные анти-hGH-антитела (мышь) 1.1 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант. R2 АнтиhGH-антитело~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: Поликлональные анти-hGH-антитела (овца), меченые рутениевым комплексом 2.4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 7.2; консервант.
Номер пункта плана:	№ 88125891
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Калибратор Кальцитонин
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Набор калибраторов для калибровки количественного теста Кальцитонина на иммунохимических анализаторах cobas e . Набор калибраторов можно использовать со всеми лотами реагента. ■ hCT Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый. ■ hCT Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый. Кальцитонин (синтетический) в двух диапазонах концентраций (2.0 пг/мл, 0.585 пмоль/л, 500 пг/мл, 146 пмоль/л) в матрице лошадиной сыворотки крови. Карточка со штрихкодом, 4 пустых флакона с закрывающимися крышками и этикетками, 2 x 6 этикеток для флаконов.
Номер пункта плана:	№ 88125785
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Кассета Тиреоглобулин
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Кассета Тиреоглобулин (TG). Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах COBAS 6000 закрытых типов. Реагенты — рабочие растворы: Кассета с реагентами промаркирована как TG 2. М Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-TG-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированное моноклональное антитело к ТГ (мышинное) 1 мг/л; Бис-Трис буфер 50 ммоль/л, pH 6.3; консервант. R2 Анти-TG-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Моноклональные антитела к ТГ

	(мышинные), меченные рутениевым комплексом, 3.1 мг/л; Бис-Трис буфер 50 ммоль/л, рН 6.3; консервант. Поставляются в составе кассеты и не должны разделяться.
Номер пункта плана:	№ 88125724
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Кассета Кальцитонин
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения кальцитонина человека (тиреокальцитонина) в сыворотке и плазме крови человека. Определение кальцитонина используется в качестве вспомогательного метода при диагностике и лечении заболеваний, связанных со щитовидной железой и парашитовидными железами, включая рак и гиперпаратиреоз, в сочетании с другими данными клинических и лабораторных исследований. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Кассета с реагентами промаркирована как hCT. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-hCT-Ат~биотин (серая крышка), 1 флакон, 8 мл: биотинилированное моноклональное антитело к hCT (мышинное), 1.50 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-hCT-Ат~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 8 мл: моноклональное антитело к hCT (мышинное), меченное рутениевым комплексом 1.0 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Необходимая для корректной работы информация считывается автоматически со штрих-кода реагента. Диапазон измерений 0.5-2000 пг/мл. Предел измерения холостой пробы = 0.3 пг/мл. Предел обнаружения = 0.5 пг/мл. Предел количественного определения = 1 пг/мл.
Номер пункта плана:	№ 88125332
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови
Дополнительное описание пункта плана:	Тиреотропный гормон (TSH)
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тиреотропный гормон ТТГ на 200 тестов. Назначение: Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимического анализатора COBAS E411 закрытого типа. Реагенты - рабочие растворы: На упаковке с основными реагентами наклеена этикетка TSH. M Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 12 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТТГАб~биотин (серая крышка), 1 флакон, 14 мл: Биотинилированные моноклональные антитела антиТТГ (мышинные) 2.0 мг/л; фосфатный буфер

	100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 Анти-ТТГ-Ab~Ru(bpy) (черная крышка), 1 флакон, 12 мл: Моноклональные анти-ТТГ антитела (мышинные/человека), меченные рутениевым комплексом 1.5 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. Реагенты поставляются в составе кассеты и не должны разделяться.
Номер пункта плана:	№ 88125601
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Кассета Инсулин
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	100 сынаққа арналған Инсулин. Мақсаты: in vitro диагностика үшін Иммунотест. Адамның қан сарысуындағы және қан плазмасындағы адам инсулинін сандық анықтауға арналған. Инсулинді анықтау көмірсулар алмасуының әртүрлі бұзылыстарын, соның ішінде қант диабеті мен гипогликемияны диагностикалау және емдеу үшін қолданылады. Электрохем-минесцентті иммунотест Cobas 6000 жабық типті иммунохимиялық анализаторларда қолдануға арналған. Стрептавидинмен қапталған микробөлшектер (мөлдір қақпақ), 1 құты, 6.5 мл: стрептавидинмен қапталған микробөлшектер, 0.72 мг / мл; консервант. R1 анти-инсулин-Ат~биотин (сұр қақпақ), 1 құты, 10 мл: инсулинге Биотинилденген моноклоналды антидене (тышқан), 1 мг/л; MESb) буфер 50 ммоль/л, РН 6.0; консервант. R2 анти-инсулин-Ат~Ru(bpy) (қара қақпақ), 1 құты, 10 мл: рутений кешенімен таңбаланған инсулинге моноклоналды антидене (тышқан), 1.75 мг / л; mes буфері 50 ммоль / л, РН 6.0; консервант. Олар кассетаның бөлігі ретінде жеткізіледі және оларды бөлуге болмайды.
Номер пункта плана:	№ 88125555
Наименование пункта плана:	Набор реагентов
Описание пункта плана:	для определения гемоглобина в крови
Дополнительное описание пункта плана:	Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO)
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявкам заказчика в течение 15 календарных дней до 31 декабря 2026 г.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Микрочастицы, покрытые стрептавидином (прозрачная крышка), 1 флакон, 6.5 мл: Микрочастицы, покрытые стрептавидином, 0.72 мг/мл; консервант. R1 Анти-ТПО-Ат~Ru(bpy) (серая крышка), 1 флакон, 9 мл: Поликлональное антитело к ТПО (овечье), меченное рутениевым комплексом, 1.0 мг/л; ТРИС буфер 100 ммоль/л, рН 7.2; консервант. R2 ТПО~биотин (черная крышка), 1 флакон, 9 мл: Биотинилированная ТПО (рекомбинантная) 0.15 мг/л; ТРИС буфер 30 ммоль/л, рН 7.0; консервант. Реагенты готовы к применению, поставляются в составе кассеты и не должны разделяться. Необходимая для корректной работы информация считывается автоматически со штрих-кода реагента. Стабильность: в невскрытом виде при 2-8 °С -

до окончания указанного срока годности; после вскрытия при 2-8 °С - 6 недель; на борту анализаторов - 2 недели. Диапазон измерений 5.00-600 МЕ/мл.
--